



Аптечный холодильник HYS-1030GT

для хранения лекарств, вакцин, реагентов, биологических продуктов и других предметов, требующих температуры от 2 до 8 °С, в больницах, аптеках, фармацевтических фабриках, клиниках и лабораториях.

Эргономичный и инновационный дизайн, 7-дюймовый сенсорный экран, простая проверка температуры в шкафу, записи сигналов тревоги и событий; стандартное управление полномочиями для предотвращения несанкционированного доступа или изменения настроек.

- Микропроцессорный контроллер, интеллектуальный инверторный компрессор, оптимизированная технология воздушного охлаждения с автоматической разморозкой для обеспечения превосходной эффективности охлаждения, автоматическое испарение талой воды.
- Несколько функций сигнализации для более безопасного мониторинга: (высокая/низкая температура, открытая дверь, сбой электропитания, низкий уровень батареи, ошибка датчика, ошибка коммуникации, перегрев конденсатора).
- Звуковая/визуальная сигнализация с функцией отключения звука; дистанционный контакт сигнализации входит в стандартную комплектацию.
- Дверца из закаленного стекла с тройным остеклением и рамным обогревателем для уменьшения образования конденсата даже при температуре окружающей среды 32 °С и относительной влажности 80 %; самозакрывающаяся дверца с упором на 90 °; магнитные прокладки для обеспечения надежной герметизации. Электромагнитный замок входит в стандартную комплектацию для предотвращения несанкционированного доступа.
- Регулируемые полки из проволочной сетки с пластиковым покрытием для улучшения циркуляции и гибкого хранения.
- 4 поворотных колеса с 2 выравнивающими ножками для легкого перемещения и фиксации.
- Энергосберегающее внутреннее светодиодное освещение, установленное сбоку обеспечивает полную видимость внутреннего пространства.
- Стандартный USB-модуль для простой записи и экспорта данных о температуре в шкафу и сигналах тревоги. ■ NFC reader. ■ Симулятор продукта.
- Стандартный порт RS485 и контакт удаленной сигнализации для простоты внешнего подключения.
- Два 25-миллиметровых порта доступа для зондов на каждой боковой стенке для установки предоставленного пользователем оборудования для мониторинга.
- Для защиты товаров от замерзания опционально доступен защищающий от замерзания термостат, в соответствие с DIN13277.
- Опционально доступны нижние корзины, замок с распознаванием отпечатка пальца и принтер для эффективного экспорта данных о температуре в шкафу.



Модель	HYS-1300GT
Диапазон температур (°С)	+2...+8 , регулируемая
Климатический класс	N
Температура эксплуатации (°С)	+16...+32
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Хладагент / Режим разморозки	HC / автоматическая
Контроллер / Дисплей	Микропроцессор / LED
Уровень шума (dB(A))	37
Электропитание (В/Гц)	220-240/50-60
Энергопотребление (кВт/24 ч)	2,2
Объем камеры (л)	1030
Масса нетто/брутто (кг)	265/275
Размеры камеры (мм)	1115*590*1670
Габариты (мм) (W*D*H)	1205*830*1990
Упаковка (мм)	1310*925*2150
Сертификация	CE / опционально- DIN13277