



Аптечный холодильник HYS-461GD

для хранения лекарств, вакцин, реагентов, биологических продуктов и других предметов, требующих температуры от 2 до 8 °С, в больницах, аптеках, фармацевтических фабриках, клиниках и лабораториях.

- Герметичный компрессор, принудительная циркуляция воздуха с автоматической разморозкой для обеспечения высокой эффективности охлаждения, равномерность температуры $\leq \pm 1,5^{\circ}\text{C}$; имеется термостат защиты от замерзания для товаров. Цифровой контроллер с разрешением $0,1^{\circ}\text{C}$ с возможностью легкой проверки минимальной/максимальной температуры за последние 24 часа.
- Несколько функций сигнализации для более безопасного мониторинга: (высокая/низкая температура, открытая дверь, сбой электропитания, низкий уровень батареи, ошибка датчика, ошибка коммуникации, перегрев конденсатора, высокая температура окружающей среды). Звуковая/визуальная сигнализация с функцией отключения звука; дистанционный контакт сигнализации входит в стандартную комплектацию.
- Экологичный углеводородный хладагент (R600a) и полиуретановая изоляция.
- Самозакрывающаяся дверь из закаленного стекла с тройным остеклением и рамным обогревателем для уменьшения образования конденсата даже при температуре окружающей среды 32°C и относительной влажности 80 % . Магнитные прокладки для обеспечения надежной герметизации.
- Удобная система безопасности с замком с уникальным ключом, установленным сверху.
- Самозакрывающаяся дверь с утопленной ручкой. Крепление для навесного замка.
- Регулируемые полки из проволочной сетки с пластиковым покрытием для улучшения циркуляции и гибкого хранения.
- Симулятор продукта.
- 4 поворотных колеса с 2 выравнивающими ножками для легкого перемещения и фиксации.
- Энергосберегающее внутреннее светодиодное освещение, установленное сбоку обеспечивает полную видимость внутреннего пространства.
- Два 25-миллиметровых порта доступа для зондов на боковой стенке.
- Опционально доступны нижние корзины, интерфейсы USB и RS485, принтер для эффективного экспорта данных о температуре в шкафу.



Технические характеристики

| Модель | HYS-461GD |
|-------------------------------|--|
| Диапазон температур (°C) | +2...+8 , регулируемая |
| Дверки | из закаленного стекла с тройным остеклением и рамным обогревателем |
| Климатический класс | N |
| Температура эксплуатации (°C) | +16...+32 |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Хладагент / Режим разморозки | HC / R600a / автоматическая |
| Контроллер / Дисплей | Микропроцессор / LED |
| Уровень шума (dB(A)) | 39 |
| Электропитание (В/Гц) | 220-240/50 |
| Объем камеры (л) | 461 |
| Масса нетто/брутто (кг) | 115/125 |
| Размеры камеры (мм) | 500*590*1670 |
| Габариты (мм) (W*D*H) | 595*800*1990 |
| Упаковка (мм) | 720*930*2100 |
| USB порт | опционально |
| RS485 интерфейс | опционально |
| Принтер | опционально |
| Сертификация | CE / опционально- DIN13277 |