



Аптечный холодильник НУС-85GD

для хранения лекарств, вакцин, реагентов, биологических продуктов и других предметов, требующих температуры от 2 до 8 °С, в больницах, аптеках, фармацевтических фабриках, клиниках и лабораториях.

- Возможность установки на рабочий стол или под столешницу.
- Герметичный компрессор, принудительная циркуляция воздуха с автоматической разморозкой для обеспечения высокой эффективности охлаждения.
- Цифровой контроллер с разрешением 0,1°С с возможностью легкой проверки минимальной/максимальной температуры за последние 24 часа.
- Несколько функций сигнализации для более безопасного мониторинга: (высокая/низкая температура, открытая дверь, сбой электропитания, низкий уровень батареи, ошибка датчика, ошибка коммуникации, высокая температура окружающей среды). Звуковая/визуальная сигнализация с функцией отключения звука; дистанционный контакт сигнализации входит в стандартную комплектацию.
- Экологичный углеводородный хладагент (R600a) и полиуретановая изоляция.
- 2 регулируемые опоры, 2 ролика.
- Симулятор продукта.
- Два встроенных вентилятора.
- Самозакрывающаяся дверь из закаленного стекла с тройным остеклением и рамным обогревателем для уменьшения образования конденсата даже при температуре окружающей среды 32 °С и относительной влажности 80 % . Магнитные прокладки для обеспечения надежной герметизации. Возможность перевески двери (право/лево). Замок снизу двери.
- 2 Регулируемые полки из проволочной сетки с пластиковым покрытием и 1 корзина.
- Энергосберегающее внутреннее светодиодное освещение.
- 25-миллиметровый порт доступа для зондов на боковой стенке.
- Опционально доступны интерфейсы USB и RS485.



Технические характеристики

| Модель | НУС-85GD |
|-------------------------------|--|
| Диапазон температур (°С) | +2...+8 , регулируемая |
| Дверки | из закаленного стекла с тройным остеклением и рамным обогревателем |
| Климатический класс | N |
| Температура эксплуатации (°С) | +16...+32 |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Хладагент / Режим разморозки | HC / R600a / автоматическая |
| Контроллер / Дисплей | Микропроцессор / LED |
| Уровень шума (dB(A)) | 35 |
| Электропитание (В/Гц) | 220-240/50 |
| Объем камеры (л) | 85 |
| Масса нетто/брутто (кг) | 36 / 41 |
| Размеры камеры (мм) | 405*405*555 |
| Габариты (мм) (W*D*H) | 495*550*740 |
| Упаковка (мм) | 590*650*830 |
| USB порт | опционально |
| RS485 интерфейс | опционально |
| Сертификация | CE / опционально- DIN13277 |