



Системы водоподготовки серии AFS® для клинических анализаторов

Системы с расходом воды 2 л/мин. Производительностью 160 /320 / 480 л/день. Предназначены для очистки водопроводной воды, путем фильтрации через стерилизующие мембраны толщиной 0,22 мкм и обработки бактерицидной УФ-лампой. Удельное сопротивление очищенной воды: >15 МОм·см при 25°C. ТОС: <30 ppb. Уровень бактерий: < 1 КОЕ/мл. Растворенный кремний: < 0.05 мг/л.

Давление подачи в анализатор: 0.9 –3 Бар (настраиваемое).

Качество очищенной воды соответствует стандартам CLRW.

Системы водоочистки серии AFS удовлетворяют требованиям аккредитации (например, аккредитация CAP 15189SM в соответствии со стандартом ISO 15189:2022) с полным мониторингом и автоматическим архивированием информации о качестве воды. Для надежной прослеживаемости информация может храниться до 6 месяцев.

В моделях AFS® E сочетается современная технология электродеионизации Elix® (EDI) с другими дополнительными методами очистки воды для обеспечения надежного и стабильного качества воды.

В моделях AFS®D дополнительно интегрирована технология дегазации для предотвращения появления пузырьков воздуха в оптических датчиках анализаторов. Технология дегазации с использованием полых волокон успешно предотвращает образование пузырьков вблизи оптических датчиков и в трубках, что приводит к быстрому и эффективному снижению содержания растворимого газа.



Небольшая площадь позволяет устанавливать системы водоочистки серии AFS в любом месте: на стене, на столе, под столом или на тележке.

Системы водоочистки серии AFS® спроектированы таким образом, чтобы управлять ими было легко и без усилий. Интуитивно понятные элементы управления на дисплее прибора упрощают использование — Пользователь видит только ту информацию, которая нужна, например, качество воды для продукта и уровень воды в резервуаре. При необходимости значки и ЖК-экран с подсветкой системы меняют цвет, чтобы визуальным образом информировать пользователей о любых действиях, которые необходимо выполнить.

Если пользователь не взаимодействовал с экраном в течение 15 минут, при отсутствии предупреждения или аварийной сигнализации автоматически активируется экранная заставка системы (“ЭКО-режим”).

Дополнительная информация по эксплуатации и техническому обслуживанию системы содержится в кратком справочном руководстве и руководстве пользователя, хранящихся на устройстве для производства воды.

Системы водоочистки серии AFS сочетают в себе дополнительные методы очистки воды (полная предварительная обработка с помощью картриджа Progard®, усовершенствованный обратный осмос (RO) для удаления до 99% загрязнений, бактерицидная ультрафиолетовая лампа, окончательная фильтрация 0,22 мкм) для обеспечения надежного и стабильного качества воды CLRW.

Запатентованная технология Elix® обеспечивает постоянное качество воды без использования умягчителей или картриджей для кондиционирования, что сокращает время технического обслуживания и время простоя клинических анализаторов.

Технология Elix® EDI, в которой используются ионообменные смолы с постоянной саморегенерацией, помогает обеспечить низкие и предсказуемые эксплуатационные расходы.

Современная технология электродеионизации (EDI) Elix®, в сочетании с другими дополнительными методами очистки воды обеспечивает стабильное качество воды, соответствующее стандартам CLRW.

Сервисные планы Milli-Q® предлагают широкий спектр услуг, включая профилактическое обслуживание и онлайн-управление контрактами.

Экономные пользователи по достоинству оценят системы AFS® за оптимизированные эксплуатационные расходы. Усовершенствованная конструкция систем водоочистки серии AFS®, а также программное обеспечение с функциями автоматического самообслуживания значительно сокращают расход водопроводной воды и увеличивают срок службы картриджей:

- Единый пакет предварительной обработки Progard® включает в себя несколько средств очистки, которые защищают мембрану RO от попадания частиц, свободного хлора и отложений.
- Эффективный контур рекуперации воды для очистки воды от отходов значительно сокращает расход водопроводной воды и помогает продлить срок службы пакета Progard®.
- Функции автоматического самообслуживания (например, режим промывки, циклы санитарной обработки) поддерживают мембрану системы RO в идеальном рабочем состоянии.
- Функция автоматического промывочного клапана гарантирует, что резервуар будет наполнен RO-водой оптимального качества. Это помогает продлить срок службы упаковки Q-Gard®.



Профессиональное и быстрое обслуживание

Системы AFS® обслуживаются квалифицированной сервисной организацией, обеспечивающей оперативное вмешательство. Если активировано программное обеспечение Millitrack®, это может еще больше облегчить быструю диагностику с помощью панели мониторинга системы AFS®.

Для обеспечения пользователей системами AFS® временным обслуживанием до тех пор, пока их система не будет обслужена, может быть установлена дополнительная функция аварийного резервирования.

Сервисные планы Milli-Q® предлагают широкий спектр услуг - от разовой ежегодной проверки до полного охвата системы. Сертифицированные сервисные инженеры оказывают квалифицированную техническую поддержку. Профессиональная поддержка при монтаже и обслуживании систем очистки воды AFS®, а также наши специалисты по технической поддержке на горячей линии готовы исследовать, диагностировать и решать проблемы клиентов.

Код товара	Информация для заказа:
ZAFS0080WW	Система очистки воды AFS8 , для производства воды качества CLRW до 160 л/день. Расход подпиточной воды: 8 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS08D0WW	Система очистки воды AFS8D , для производства дегазированной воды качества CLRW до 160 л/день. Расход при раздаче 0,6 л/мин (подача в атмосферу (без ограничения расхода благодаря анализатору)), макс. 160 л/сут. расход при дозировании 8 л/час. Размер (ВШГ): 47 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 22,2 кг.
ZAFS10EWW	Система очистки воды AFS10E с технологией Elix®, обеспечивающая производство воды качества CLRW до 200 л/день. Расход подпиточной воды: 10 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS15EWW	Система очистки воды AFS15E с технологией Elix®, обеспечивающая производство воды качества CLRW до 300 л/день. Расход подпиточной воды: 15 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS0160WW	Система очистки воды AFS16 , обеспечивающая производство воды качества CLRW до 320 л/день. Расход подпиточной воды: 16 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS16D0WW	Система очистки воды AFS16D , для производства дегазированной воды качества CLRW до 320 л/день. Расход при раздаче 0,6 л/мин (подача в атмосферу (без ограничения расхода благодаря анализатору)), макс. 320 л/сут. расход при дозировании 8 л/час. Размер (ВШГ): 47 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 22,2 кг.
ZAFS0240WW	Система очистки воды AFS24 , обеспечивающая производство воды качества CLRW до 480 л/день. Расход подпиточной воды: 24 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
SYSTFIX01	WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене систем AFS, RiOs™ /Elix® Essential

Требования к качеству водопроводной воды для систем водоочистки серии AFS:

- Давление: 1 – 6 бар; Расход: > 5 л/мин при давлении 2 бар; Температура: 5 -35°C
- Подключение водопроводной воды: ½ дюйма Газ, М
- Электропроводность: 100-2000 МКС/см при 25°C; PH: 4-10; Индекс насыщения Ланжелье (LSI): < 0,3;
- Общее содержание свободного хлора: < 3 ppm; Индекс плотности ила (SDI): < 12.

Большой ассортимент совместимых резервуаров для очищенной воды позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в хранении воды.

Очищенная вода хранится в резервуаре. Для обеспечения оптимального качества воды накопленная вода автоматически циркулирует через полировальный картридж Q-Gard® и встроенную бактерицидную УФ-лампу с длиной волны 254 нм. На последнем этапе чистая вода проходит через стерилизующий фильтр перед подачей в клинический анализатор. Это помогает сократить время простоя, связанное с обеззараживанием анализатора. В зависимости от ваших потребностей, может быть использован фильтр толщиной 0,22 мкм, Фильтр Opticarb® для удаления частиц и бактерий или клинический ультрафильтрационный картридж BioPak® C, который удаляет побочные продукты жизнедеятельности бактерий из воды, не содержащей щелочной фосфатазы.



Код товара	Расходные материалы для систем водоочистки серии AFS
PR0G0T0S2	Картридж предварительной обработки Progard® TS2 для систем AFS®, Elix® Advantage/Essential/Reference, Milli-Q® Integral, RiOs™ Essential. Защищает мембраны RO. Полифосфат для защиты от образования накипи. Активированный уголь, пропитанный серебром, для снижения содержания свободного хлора и органических соединений. Предназначен для предварительной обработки водопроводной воды перед очисткой методом обратного осмоса (RO). Удаляет свободный хлор, крупные частицы и коллоиды, органические соединения и жесткость. RFID-метка e-Sure обеспечивает полную прослеживаемость и мгновенную видимость параметров упаковки. Замена через 6 месяцев.
PR0G0TNP2	Картридж предварительной обработки Progard® для систем AFS®, Elix® Advantage /Essential / Reference, Milli-Q® Integral и RiOs™ Essential. Защищает мембраны RO от воздействия компонентов жесткой воды. Удаляет свободный хлор, органические вещества и частицы, защищая мембрану RO. Подходит для подачи водопроводной воды с индексом плотности ила (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm и TOC < 2000 ppb. Выбранный натуральный активированный уголь пропитан серебром для повышения эффективности предварительной обработки. Глубинный фильтрующий материал обладает высокой производительностью и оптимизированным удерживанием, выдерживает SDI питательной воды до 12 и удаляет частицы. 100% отслеживаемость с помощью e-Sure Tag - использует технологию RFID. Это обеспечивает мгновенную информацию о параметрах упаковки и обеспечивает безопасную и оптимальную работу системы, обеспечивая полную прослеживаемость.
PRPK00001	ПРЕПАК Внешний картридж предварительной очистки для систем Elix®, AFS® и RiOs™. Защищает и поддерживает хорошую производительность мембраны обратного осмоса (RO). PrePak 1 предварительно обрабатывает водопроводную воду, удаляя частицы, органические соединения и свободный хлор. Он предназначен для использования с более крупными системами очистки воды в качестве дополнительной предварительной обработки к пакетам предварительной обработки Progard® TL. Уп. 2 шт.
ZFPACKSP2	PACK SUPPORT Держатель внешнего картриджа предварительной очистки с 2 манометрами для надежной и герметичной установки внешнего картриджа предварительной обработки (PRPK00001).
CP2ALLRES	Картридж для очистки Q-Gard® для систем водоочистки AFS® 8/8D/16/16D. Полировальный картридж с первичными ионообменными смолами, предназначен для получения воды с высоким удельным сопротивлением с использованием тщательно подобранных средств очистки.
CP2ALLREST	Картридж для очистки Q-Gard® для систем водоочистки AFS® 8/8D/16/16D и AFS® Essential. Гарантия качества воды для приложений ионной хроматографии; Первичные ионообменные смолы для удаления ионов; Обеспечение соответствия техническим требованиям системы RFID-метка e-Sure обеспечивает полную прослеживаемость и мгновенную видимость параметров упаковки.
KVGLA04NN3	Durapore® 0,22 мкм, капсула Opticap® XL для использования с системами AFS®
M0PMNTKIT	OPTICAP® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки
TANKMPK01	Вентиляционный фильтр. Для систем AFS®, RiOs™ Essential, Milli-Q® Integral, Elix® Reference/ Essential/Advantage. Защищает очищенную воду, хранящуюся в полиэтиленовых емкостях емкостью 30/60/100, от попадания загрязняющих веществ в воздух. Вентиляционный фильтр используется для фильтрации воздуха, поступающего в резервуар для воды. Когда резервуар опорожняется от воды, воздух, поступающий в систему, проходит через фильтр. Вентиляционные фильтры содержат комбинацию очищающих веществ, тщательно подобранных для удаления загрязняющих веществ, которые могут снизить качество хранящейся чистой воды. Картриджи фильтра изготовлены из полипропилена, полиэфирсульфона (PES) и стирол-акрилонитрила (SAN). Картриджи тщательно собраны с использованием технологии, не содержащей дихлорметана (DCM). Для достижения оптимальных результатов вентиляционный фильтр заменяется раз в год.
MPGLI0ZW1	MILLIPAK® 100 мембранный финишный фильтр 0,22 мкм для систем AFS®. Удаляет твердые частицы и бактерии из чистой воды перед подачей в анализатор. Гидрофильные мембраны Durapore® PVDF обеспечивают высокую скорость потока и пропускную способность. Фиттинги: Входное соединение NPT, выходное соединение NPT.
MPKMNTKIT	MILLIPAK® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки



Код товара	Расходные материалы для систем водоочистки серии AFS
CDUFBC001	Картридж Biopak® C Clinical Cartridge для использования с системами AFS® и Milli-Q® CLX. Удаляет бактерии и их побочные продукты из воды. Представляет собой простой в установке одноразовый ультрафильтрационный картридж, который обеспечивает заключительную стадию очистки в режиме реального времени для иммунологических и клинических химических анализаторов. Картридж эффективно удаляет бактерии и их побочные продукты, такие как щелочная фосфатаза (ЩФ), из воды, подаваемой в анализатор, которая используется для разбавления реагентов, изготовления заготовок и промывки трубок и зондов. Это обеспечивает более стабильную исходную температуру и повышает надежность анализа. Размер пор 0,22 мкм. TOC: <500 ppb (после 5 л промывки). Давление ≥1 бар (3 бар), диффузия воздуха 0,5 мл/мин при давлении 2 бар, расход 1,5 л/мин при давлении 1 бар и температуре 20 °C, 5 °C. диапазон (35 °C). Входной патрубок 1/4 дюйма (газовый (прямой) Накладка Luer F), выходной патрубок 8 мм (PTFE) ▪ Ультрафильтрационный картридж Biopak® C изготовлен из полых волокон полисульфона. Эта мембрана оптимизирует отторжение бактериальной флоры и фауны, сохраняя при этом высокую скорость потока. ▪ Удаляет ALP из воды (< 1 мкг/мл). ▪ Обеспечивает уровень бактерий ниже 10 кое/мл (обычно < 1 кое/мл). ▪ Предназначен для удаления эндотоксинов и достижения логарифмического значения снижения содержания пирогена, превышающего или равного 4, при концентрации пирогена в исходном продукте от 1000 до 10 000 EU/мл и снижении содержания нуклеазы с 1 мкг/мл до менее чем 0,01 нг/мл при давлении питательной воды 1 бар. ▪ Поддерживает стабильные базовые показатели анализа, что повышает надежность. ▪ Снижает необходимость в частой калибровке анализатора. ▪ Устраняет необходимость в частой дезактивации анализатора, приводящей к дорогостоящему простоя. ▪ В комплект входит: Самоклеящаяся этикетка.
MBPKMNKIT	BIOPAK® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки
ZBYPASSKT	EMERGENCY BYPASS KIT Набор для аварийного подключения. Аксессуар используемый в качестве резервного устройства для систем AFS®, который обеспечивает бесперебойную подачу чистой воды во время технического обслуживания установки.
ZSSV008T1	Sanitary Sampling Valve Клапан для санитарного отбора воды позволяет безопасно и надежно отбирать воду для микробиологических исследований. Клапан остается стерильным после 2-х проб. Для использования с системами очистки воды AFS® Essential.
ZWACID012	ROCare A Кислотное моющее средство для удаления накипи с мембран RO. (12 шт./уп.) Для систем Milli-Q® HR/HX/CLX, Elix® Large, Milli-Q® IX/IQ/EQ, Elix® Advantage, Milli-Q® Essential.
ZWBASE012	ROCare Базовое щелочное чистящее средство для удаления органики с RO-мембран. Для систем Milli-Q® IX/HX/HR, Elix® Advantage (12 шт./уп.). Периодически используется по запросу системы, или когда процент отбраковки RO снижается более чем на 5%, или когда расход пермеата RO снижается более чем на 10% из-за накопления органики.
ZWCL01F50	ROProtect C . Уп. 48 шт. Таблетки хлора являются идеальным и удобным решением для дезинфекции мембран обратного осмоса (RO). Таблетки защищают мембрану обратного осмоса и оптимизируют производительность системы очистки воды. Для использования с системами очистки воды AFS®, Elix® Advantage / Essential (UV) / Reference, Milli-Q® HR/HX/IQ/IX/EQ и RiOs™.

Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
TANKAFS10	Резервуар 10 л для хранения полиэтиленовый для систем очистки воды AFS®, AFS® D и AFS® E. Для оптимального хранения чистой воды (тип 2). Поддерживает постоянную чистоту хранящейся воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху. ▪ Вентиляционный фильтр резервуара защищает воду от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая попадание загрязнений в канализацию. ▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полное опорожнение и облегчает промывку во время санитарной обработки.



Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
TANKPE030	Резервуар 30-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs ™ , RiOs ™ Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар. ▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKBI030	Резервуар для хранения 30 л, устанавливаемый под столешницу. Для хранения чистой воды (типа 2/3), поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/ Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct, Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs ™ , RiOs ™ Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. ▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полный слив воды и облегчает ополаскивание во время дезинфекции. ▪ Подача чистой воды в нижнюю часть резервуара предотвращает поглощение углекислого газа. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. ▪ Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKPE060	Резервуар 60-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs ™ , RiOs ™ Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар. ▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время дезинфекции
TANKPE100	Резервуар 100-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs ™ , RiOs ™ Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар. ▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время дезинфекции.



Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
ZBITANK01	Резервуар для хранения 100 л, устанавливаемый под столешницу. Для хранения чистой воды (типа 2/3). поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. Для систем очистки воды Elix® Essential/Essential UV/ Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q® , Direct-Q® UV, RiOs™ , RiOs™ Essential, AFS® D и AFS® Essential. ▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полный слив воды и облегчает ополаскивание во время дезинфекции. ▪ Подача чистой воды в нижнюю часть резервуара предотвращает поглощение углекислого газа. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. ▪ Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKS50UV	Автоматический модуль санитарной обработки (ASM для использования с системами водоочистки серий Elix® Essential/Essential UV, RiOs™, RiOs™ Essential, AFS® AFS® D и AFS® Essential, предотвращает рост бактерий и ограничивает образование биопленки внутри резервуаров для хранения очищенной воды (30/60/100л). Устройство ASM оснащено бактерицидной УФ-лампой (излучение ультрафиолетового излучения составляет 254 нм). Автоматическая УФ-подсветка с запрограммированными интервалами в 10 минут в день обеспечивает оптимальную эффективность. Дополнительная программируемая и ручная УФ-подсветка позволяет удовлетворить важнейшие требования к применению. УФ-подсветка до 45 минут в день обеспечивает максимальную гибкость. Запрограммируйте ежедневные настройки времени, циклы УФ-облучения и режим работы УФ-лампы, отображаемые на панели управления Millitrack™ e-Solution. Сигнализация замены УФ-лампы упрощает техническое обслуживание. Компактная конструкция позволяет устанавливать ее поверх резервуара для хранения.
ZLXUVLPL1	Бактерицидная УФ-лампа 254 нм для систем водоснабжения AFS®/RiOs™/Elix®, резервуаров для хранения SDS и модулей автоматической дезинфекции (ASM).
ZFWATDET4	Датчик утечки воды для систем водоочистки AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference и RiOs Essential. Подключается к системе очистки воды и устанавливается на полу или столешнице. Датчик обнаруживает пролитую воду и автоматически закрывает входной электромагнитный клапан системы. Поставляется с кабелем длиной 4 метра К этому датчику воды можно последовательно подключить 4 м удлинитель датчика воды (TANKLK002).
TANK00200	Резервуар для хранения объемом 200 л (без реле). Система хранения и распределения для систем AFS® для оптимального хранения чистой воды 2-го или 3-го типа. Обеспечивает эффективную защиту от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, для поддержания постоянной чистоты хранящейся воды. ▪ Резервуар из полиэтилена (PE) обеспечивает минимальное попадание органических веществ. ▪ Вентиляционный фильтр резервуара защищает воду от твердых частиц и растворенного CO2. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая попадание загрязнений в канализацию. ▪ Конусообразное основание резервуара обеспечивает полное опорожнение и облегчает промывку во время санитарной обработки. ▪ Герметичная крышка предотвращает попадание нефильтрованного воздуха. ▪ Распределительный насос управляется непосредственно блоком системы водоснабжения, а его расход составляет до 40 л/мин.
SDSAFSCKT	TANK CONNECTION KIT Набор для подсоединения AFS® к SDS
ZSTWINLX2	TANK LEVEL SPLITTER Разветвитель для отображения уровня воды в баке