



Системы водоподготовки серии AFS® для клинических анализаторов

Системы с расходом воды 2 л/мин. Производительностью 160 /320 / 480 л/день. Предназначены для очистки водопроводной воды, путем фильтрации через стерилизующие мембраны толщиной 0,22 мкм и обработки бактерицидной УФ-лампой. Удельное сопротивление очищенной воды: >15 МОм·см при 25°C. ТОС: <30 ppb. Уровень бактерий: < 1 КОЕ/мл. Растворенный кремний: < 0.05 мг/л.

Давление подачи в анализатор: 0.9 –3 Бар (настраиваемое).

Качество очищенной воды соответствует стандартам CLRW.

Системы водоочистки серии AFS удовлетворяют требованиям аккредитации (например, аккредитация CAP 15189SM в соответствии со стандартом ISO 15189:2022) с полным мониторингом и автоматическим архивированием информации о качестве воды. Для надежной прослеживаемости информация может храниться до 6 месяцев.

В моделях AFS® E сочетается современная технология электродеионизации Elix® (EDI) с другими дополнительными методами очистки воды для обеспечения надежного и стабильного качества воды.

В моделях AFS®D дополнительно интегрирована технология дегазации для предотвращения появления пузырьков воздуха в оптических датчиках анализаторов. Технология дегазации с использованием полых волокон успешно предотвращает образование пузырьков вблизи оптических датчиков и в трубках, что приводит к быстрому и эффективному снижению содержания растворимого газа.



Небольшая площадь позволяет устанавливать системы водоочистки серии AFS в любом месте: на стене, на столе, под столом или на тележке.

Системы водоочистки серии AFS® спроектированы таким образом, чтобы управлять ими было легко и без усилий. Интуитивно понятные элементы управления на дисплее прибора упрощают использование — Пользователь видит только ту информацию, которая нужна, например, качество воды для продукта и уровень воды в резервуаре. При необходимости значки и ЖК-экран с подсветкой системы меняют цвет, чтобы визуальным образом информировать пользователей о любых действиях, которые необходимо выполнить.

Если пользователь не взаимодействовал с экраном в течение 15 минут, при отсутствии предупреждения или аварийной сигнализации автоматически активируется экранная заставка системы (“ЭКО-режим”).

Дополнительная информация по эксплуатации и техническому обслуживанию системы содержится в кратком справочном руководстве и руководстве пользователя, хранящихся на устройстве для производства воды.

Системы водоочистки серии AFS сочетают в себе дополнительные методы очистки воды (полная предварительная обработка с помощью картриджа Progard®, усовершенствованный обратный осмос (RO) для удаления до 99% загрязнений, бактерицидная ультрафиолетовая лампа, окончательная фильтрация 0,22 мкм) для обеспечения надежного и стабильного качества воды CLRW.

Запатентованная технология Elix® обеспечивает постоянное качество воды без использования умягчителей или картриджей для кондиционирования, что сокращает время технического обслуживания и время простоя клинических анализаторов.

Технология Elix® EDI, в которой используются ионообменные смолы с постоянной саморегенерацией, помогает обеспечить низкие и предсказуемые эксплуатационные расходы.

Современная технология электродеионизации (EDI) Elix®, в сочетании с другими дополнительными методами очистки воды обеспечивает стабильное качество воды, соответствующее стандартам CLRW.

Сервисные планы Milli-Q® предлагают широкий спектр услуг, включая профилактическое обслуживание и онлайн-управление контрактами.

Экономные пользователи по достоинству оценят системы AFS® за оптимизированные эксплуатационные расходы. Усовершенствованная конструкция систем водоочистки серии AFS®, а также программное обеспечение с функциями автоматического самообслуживания значительно сокращают расход водопроводной воды и увеличивают срок службы картриджей:

- Единый пакет предварительной обработки Progard® включает в себя несколько средств очистки, которые защищают мембрану RO от попадания частиц, свободного хлора и отложений.
- Эффективный контур рекуперации воды для очистки воды от отходов значительно сокращает расход водопроводной воды и помогает продлить срок службы пакета Progard®.
- Функции автоматического самообслуживания (например, режим промывки, циклы санитарной обработки) поддерживают мембрану системы RO в идеальном рабочем состоянии.
- Функция автоматического промывочного клапана гарантирует, что резервуар будет наполнен RO-водой оптимального качества. Это помогает продлить срок службы упаковки Q-Gard®.



Профессиональное и быстрое обслуживание

Системы AFS® обслуживаются квалифицированной сервисной организацией, обеспечивающей оперативное вмешательство. Если активировано программное обеспечение Millitrack®, это может еще больше облегчить быструю диагностику с помощью панели мониторинга системы AFS®.

Для обеспечения пользователей системами AFS® временным обслуживанием до тех пор, пока их система не будет обслужена, может быть установлена дополнительная функция аварийного резервирования.

Сервисные планы Milli-Q® предлагают широкий спектр услуг - от разовой ежегодной проверки до полного охвата системы. Сертифицированные сервисные инженеры оказывают квалифицированную техническую поддержку. Профессиональная поддержка при монтаже и обслуживании систем очистки воды AFS®, а также наши специалисты по технической поддержке на горячей линии готовы исследовать, диагностировать и решать проблемы клиентов.

Код товара	Информация для заказа:
ZAFS0080WW	Система очистки воды AFS8 , для производства воды качества CLRW до 160 л/день. Расход подпиточной воды: 8 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS08D0WW	Система очистки воды AFS8D , для производства дегазированной воды качества CLRW до 160 л/день. Расход при раздаче 0,6 л/мин (подача в атмосферу (без ограничения расхода благодаря анализатору)), макс. 160 л/сут. расход при дозировании 8 л/час. Размер (ВШГ): 47 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 22,2 кг.
ZAFS10EWW	Система очистки воды AFS10E с технологией Elix®, обеспечивающая производство воды качества CLRW до 200 л/день. Расход подпиточной воды: 10 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS15EWW	Система очистки воды AFS15E с технологией Elix®, обеспечивающая производство воды качества CLRW до 300 л/день. Расход подпиточной воды: 15 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS0160WW	Система очистки воды AFS16 , обеспечивающая производство воды качества CLRW до 320 л/день. Расход подпиточной воды: 16 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
ZAFS16D0WW	Система очистки воды AFS16D , для производства дегазированной воды качества CLRW до 320 л/день. Расход при раздаче 0,6 л/мин (подача в атмосферу (без ограничения расхода благодаря анализатору)), макс. 320 л/сут. расход при дозировании 8 л/час. Размер (ВШГ): 47 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 22,2 кг.
ZAFS0240WW	Система очистки воды AFS24 , обеспечивающая производство воды качества CLRW до 480 л/день. Расход подпиточной воды: 24 л/ч, расход распределительной воды: 2 л/мин, расход очищенной воды: 2 л/мин. Размер (ВШГ): 58,5 см × 26,8 × 42,6 см. Рабочая масса: 28 кг.
SYSTFIX01	WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене систем AFS, RiOs™ /Elix® Essential

Требования к качеству водопроводной воды для систем водоочистки серии AFS:

- Давление: 1 – 6 бар; Расход: > 5 л/мин при давлении 2 бар; Температура: 5 -35°C
- Подключение водопроводной воды: ½ дюйма Газ, М
- Электропроводность: 100-2000 МКС/см при 25°C; PH: 4-10; Индекс насыщения Ланжелье (LSI): < 0,3;
- Общее содержание свободного хлора: < 3 ppm; Индекс плотности ила (SDI): < 12.

Большой ассортимент совместимых резервуаров для очищенной воды позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в хранении воды.

Очищенная вода хранится в резервуаре. Для обеспечения оптимального качества воды накопленная вода автоматически циркулирует через полировальный картридж Q-Gard® и встроенную бактерицидную УФ-лампу с длиной волны 254 нм. На последнем этапе чистая вода проходит через стерилизующий фильтр перед подачей в клинический анализатор. Это помогает сократить время простоя, связанное с обеззараживанием анализатора. В зависимости от ваших потребностей, может быть использован фильтр толщиной 0,22 мкм, Фильтр Opticarb® для удаления частиц и бактерий или клинический ультрафильтрационный картридж BioPak® C, который удаляет побочные продукты жизнедеятельности бактерий из воды, не содержащей щелочной фосфатазы.



Код товара	Расходные материалы для систем водоочистки серии AFS
PR0G0T0S2	Картридж предварительной обработки Progard® TS2 для систем AFS®, Elix® Advantage/Essential/Reference, Milli-Q® Integral, RiOs™ Essential. Защищает мембраны RO. Полифосфат для защиты от образования накипи. Активированный уголь, пропитанный серебром, для снижения содержания свободного хлора и органических соединений. Предназначен для предварительной обработки водопроводной воды перед очисткой методом обратного осмоса (RO). Удаляет свободный хлор, крупные частицы и коллоиды, органические соединения и жесткость. RFID-метка e-Sure обеспечивает полную прослеживаемость и мгновенную видимость параметров упаковки. Замена через 6 месяцев.
PR0G0TNP2	Картридж предварительной обработки Progard® для систем AFS®, Elix® Advantage /Essential / Reference, Milli-Q® Integral и RiOs™ Essential. Защищает мембраны RO от воздействия компонентов жесткой воды. Удаляет свободный хлор, органические вещества и частицы, защищая мембрану RO. Подходит для подачи водопроводной воды с индексом плотности ила (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm и TOC < 2000 ppb. Выбранный натуральный активированный уголь пропитан серебром для повышения эффективности предварительной обработки. Глубинный фильтрующий материал обладает высокой производительностью и оптимизированным удерживанием, выдерживает SDI питательной воды до 12 и удаляет частицы. 100% отслеживаемость с помощью e-Sure Tag - использует технологию RFID. Это обеспечивает мгновенную информацию о параметрах упаковки и обеспечивает безопасную и оптимальную работу системы, обеспечивая полную прослеживаемость.
PRPK00001	PREPAK Внешний картридж предварительной очистки для систем Elix®, AFS® и RiOs™. Защищает и поддерживает хорошую производительность мембраны обратного осмоса (RO). PrePak 1 предварительно обрабатывает водопроводную воду, удаляя частицы, органические соединения и свободный хлор. Он предназначен для использования с более крупными системами очистки воды в качестве дополнительной предварительной обработки к пакетам предварительной обработки Progard® TL. Уп. 2 шт.
ZFPACKSP2	PACK SUPPORT Держатель внешнего картриджа предварительной очистки с 2 манометрами для надежной и герметичной установки внешнего картриджа предварительной обработки (PRPK00001).
CP2ALLRES	Картридж для очистки Q-Gard® для систем водоочистки AFS® 8/8D/16/16D. Полировальный картридж с первичными ионообменными смолами, предназначен для получения воды с высоким удельным сопротивлением с использованием тщательно подобранных средств очистки.
CP2ALLREST	Картридж для очистки Q-Gard® для систем водоочистки AFS® 8/8D/16/16D и AFS® Essential. Гарантия качества воды для приложений ионной хроматографии; Первичные ионообменные смолы для удаления ионов; Обеспечение соответствия техническим требованиям системы RFID-метка e-Sure обеспечивает полную прослеживаемость и мгновенную видимость параметров упаковки.
KVGLA04NN3	Durapore® 0,22 мкм, капсула Opticap® XL для использования с системами AFS®
M0PMNTKIT	OPTICAP® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки
TANKMPK01	Вентиляционный фильтр. Для систем AFS®, RiOs™ Essential, Milli-Q® Integral, Elix® Reference/ Essential/Advantage. Защищает очищенную воду, хранящуюся в полиэтиленовых емкостях емкостью 30/60/100, от попадания загрязняющих веществ в воздух. Вентиляционный фильтр используется для фильтрации воздуха, поступающего в резервуар для воды. Когда резервуар опорожняется от воды, воздух, поступающий в систему, проходит через фильтр. Вентиляционные фильтры содержат комбинацию очищающих веществ, тщательно подобранных для удаления загрязняющих веществ, которые могут снизить качество хранящейся чистой воды. Картриджи фильтра изготовлены из полипропилена, полиэфирсульфона (PES) и стирол-акрилонитрила (SAN). Картриджи тщательно собраны с использованием технологии, не содержащей дихлорметана (DCM). Для достижения оптимальных результатов вентиляционный фильтр заменяется раз в год.
MPGLI0ZW1	MILLIPAK® 100 мембранный финишный фильтр 0,22 мкм для систем AFS®. Удаляет твердые частицы и бактерии из чистой воды перед подачей в анализатор. Гидрофильные мембраны Durapore® PVDF обеспечивают высокую скорость потока и пропускную способность. Фиттинги: Входное соединение NPT, выходное соединение NPT.
MPKMNTKIT	MILLIPAK® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки



Код товара	Расходные материалы для систем водоочистки серии AFS
CDUFBC001	<p>Картридж Biopak® C Clinical Cartridge для использования с системами AFS® и Milli-Q® CLX. Удаляет бактерии и их побочные продукты из воды. Представляет собой простой в установке одноразовый ультрафильтрационный картридж, который обеспечивает заключительную стадию очистки в режиме реального времени для иммунологических и клинических химических анализаторов. Картридж эффективно удаляет бактерии и их побочные продукты, такие как щелочная фосфатаза (ЩФ), из воды, подаваемой в анализатор, которая используется для разбавления реагентов, изготовления заготовок и промывки трубок и зондов. Это обеспечивает более стабильную исходную температуру и повышает надежность анализа. Размер пор 0,22 мкм. TOC: <500 ppb (после 5 л промывки). Давление ≥1 бар (3 бар), диффузия воздуха 0,5 мл/мин при давлении 2 бар, расход 1,5 л/мин при давлении 1 бар и температуре 20 °C, 5 °C. диапазон (35 °C). Входной патрубок 1/4 дюйма (газовый (прямой) Накладка Luer F), выходной патрубок 8 мм (PTFE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ультрафильтрационный картридж Biopak® C изготовлен из полых волокон полисульфона. Эта мембрана оптимизирует отторжение бактериальной флоры и фауны, сохраняя при этом высокую скорость потока. ▪ Удаляет ALP из воды (< 1 мкг/мл). ▪ Обеспечивает уровень бактерий ниже 10 кое/мл (обычно < 1 кое/мл). ▪ Предназначен для удаления эндотоксинов и достижения логарифмического значения снижения содержания пирогена, превышающего или равного 4, при концентрации пирогена в исходном продукте от 1000 до 10 000 EU/мл и снижении содержания нуклеазы с 1 мкг/мл до менее чем 0,01 нг/мл при давлении питательной воды 1 бар. ▪ Поддерживает стабильные базовые показатели анализа, что повышает надежность. ▪ Снижает необходимость в частой калибровке анализатора. ▪ Устраняет необходимость в частой дезактивации анализатора, приводящей к дорогостоящему простоям. ▪ В комплект входит: Самоклеящаяся этикетка.
MBPKMNKIT	BIOPAK® WALL MTG BRACKET Скоба для крепления на стене фильтра финишной очистки
ZBYPASSKT	EMERGENCY BYPASS KIT Набор для аварийного подключения. Аксессуар используемый в качестве резервного устройства для систем AFS®, который обеспечивает бесперебойную подачу чистой воды во время технического обслуживания установки.
ZSSV008T1	Sanitary Sampling Valve Клапан для санитарного отбора воды позволяет безопасно и надежно отбирать воду для микробиологических исследований. Клапан остается стерильным после 2-х проб. Для использования с системами очистки воды AFS® Essential.
ZWACID012	ROCare A Кислотное моющее средство для удаления накипи с мембран RO. (12 шт./уп.) Для систем Milli-Q® HR/HX/CLX, Elix® Large, Milli-Q® IX/IQ/EQ, Elix® Advantage, Milli-Q® Essential.
ZWBASE012	ROCare Базовое щелочное чистящее средство для удаления органики с RO-мембран. Для систем Milli-Q® IX/HX/HR, Elix® Advantage (12 шт./уп.). Периодически используется по запросу системы, или когда процент отбраковки RO снижается более чем на 5%, или когда расход пермеата RO снижается более чем на 10% из-за накопления органики.
ZWCL01F50	ROProtect C . Уп. 48 шт. Таблетки хлора являются идеальным и удобным решением для дезинфекции мембран обратного осмоса (RO). Таблетки защищают мембрану обратного осмоса и оптимизируют производительность системы очистки воды. Для использования с системами очистки воды AFS®, Elix® Advantage / Essential (UV) / Reference, Milli-Q® HR/HX/IQ/IX/EQ и RiOs™.

Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
TANKAFS10	<p>Резервуар 10 л для хранения полиэтиленовый для систем очистки воды AFS®, AFS® D и AFS® E. Для оптимального хранения чистой воды (тип 2). Поддерживает постоянную чистоту хранящейся воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Вентиляционный фильтр резервуара защищает воду от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая попадание загрязнений в канализацию. ▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полное опорожнение и облегчает промывку во время санитарной обработки.



Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
TANKPE030	<p>Резервуар 30-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs TM , RiOs TM Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование.▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар.▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива.▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKBI030	<p>Резервуар для хранения 30 л, устанавливаемый под столешницу. Для хранения чистой воды (типа 2/3). поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/ Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct, Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs TM , RiOs TM Essential, AFS ® D и AFS ® Essential.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полный слив воды и облегчает ополаскивание во время дезинфекции.▪ Подача чистой воды в нижнюю часть резервуара предотвращает поглощение углекислого газа.▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду.▪ Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование.▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар.▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива.▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKPE060	<p>Резервуар 60-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs TM , RiOs TM Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование.▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар.▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива.▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время дезинфекции
TANKPE100	<p>Резервуар 100-л для хранения чистой воды (типа 2/3). Для систем очистки воды Elix ® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q ® Direct , Direct-Q ® , Direct-Q ® UV, RiOs TM , RiOs TM Essential, AFS ® D и AFS ® Essential. Полиэтиленовый резервуар.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование.▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар.▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе.▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива.▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время дезинфекции.



Код товара	Резервуары для систем водоочистки серии AFS
ZBITANK01	<p>Резервуар для хранения 100 л, устанавливаемый под столешницу. Для хранения чистой воды (типа 2/3). поддерживает постоянную чистоту хранимой воды и обеспечивает эффективную защиту от загрязнений, содержащихся в воздухе. Для систем очистки воды Elix® Essential/Essential UV/ Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q® , Direct-Q® UV, RiOs™ , RiOs™ Essential, AFS® D и AFS® Essential.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Коническое основание резервуара обеспечивает полный слив воды и облегчает ополаскивание во время дезинфекции. ▪ Подача чистой воды в нижнюю часть резервуара предотвращает поглощение углекислого газа. ▪ Передний клапан позволяет вручную подавать чистую воду. ▪ Распределительные клапаны позволяют подключать другое лабораторное оборудование. ▪ Герметично закрытая крышка предотвращает попадание воздуха в резервуар. ▪ Фильтр вентиляционного отверстия резервуара (не входит в комплект) защищает воду от загрязнений, содержащихся в воздухе. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая обратное загрязнение из слива. ▪ Большое верхнее отверстие позволяет проводить ручную очистку во время процедуры дезинфекции.
TANKS50UV	<p>Автоматический модуль санитарной обработки (ASM для использования с системами водоочистки серий Elix® Essential/Essential UV, RiOs™, RiOs™ Essential, AFS® AFS® D и AFS® Essential, предотвращает рост бактерий и ограничивает образование биопленки внутри резервуаров для хранения очищенной воды (30/60/100л). Устройство ASM оснащено бактерицидной УФ-лампой (излучение ультрафиолетового излучения составляет 254 нм). Автоматическая УФ-подсветка с запрограммированными интервалами в 10 минут в день обеспечивает оптимальную эффективность. Дополнительная программируемая и ручная УФ-подсветка позволяет удовлетворить важнейшие требования к применению. УФ-подсветка до 45 минут в день обеспечивает максимальную гибкость. Запрограммируйте ежедневные настройки времени, циклы УФ-облучения и режим работы УФ-лампы, отображаемые на панели управления Millitrack™ e-Solution. Сигнализация замены УФ-лампы упрощает техническое обслуживание. Компактная конструкция позволяет устанавливать ее поверх резервуара для хранения.</p>
ZLXUVLPL1	<p>Бактерицидная УФ-лампа 254 нм для систем водоснабжения AFS®/RiOs™/Elix®, резервуаров для хранения SDS и модулей автоматической дезинфекции (ASM).</p>
ZFWATDET4	<p>Датчик утечки воды для систем водоочистки AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference и RiOs Essential. Подключается к системе очистки воды и устанавливается на полу или столешнице. Датчик обнаруживает пролитую воду и автоматически закрывает входной электромагнитный клапан системы. Поставляется с кабелем длиной 4 метра К этому датчику воды можно последовательно подключить 4 м удлинитель датчика воды (TANKLK002).</p>
TANK00200	<p>Резервуар для хранения объемом 200 л (без реле). Система хранения и распределения для систем AFS® для оптимального хранения чистой воды 2-го или 3-го типа. Обеспечивает эффективную защиту от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, для поддержания постоянной чистоты хранящейся воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Резервуар из полиэтилена (PE) обеспечивает минимальное попадание органических веществ. ▪ Вентиляционный фильтр резервуара защищает воду от твердых частиц и растворенного CO2. ▪ Функция асептического перелива поддерживает качество воды, предотвращая попадание загрязнений в канализацию. ▪ Конусообразное основание резервуара обеспечивает полное опорожнение и облегчает промывку во время санитарной обработки. ▪ Герметичная крышка предотвращает попадание нефильтрованного воздуха. ▪ Распределительный насос управляется непосредственно блоком системы водоснабжения, а его расход составляет до 40 л/мин.
SDSAFSCKT	<p>TANK CONNECTION KIT Набор для подсоединения AFS® к SDS</p>
ZFWATDET4	<p>Датчик протечки воды 4м для AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference и RiOs Essential</p>
TANKLK002	<p>Удлинитель (4 м) для датчика воды (4 м). Датчик воды с кабелем для систем очистки воды с высоким расходом. Подключается последовательно к основному датчику воды (ZFWATDET4).</p>