



Ретранслятор (шаговый дозатор) CAPP R10

Шаговый дозатор поддерживает 12 размеров наконечников, 10 регулировок объема и 120 программных шагов. Репитер-пипетка CAPP R10 имеет удобную для пользователя обзорную панель, позволяющую легко выбрать правильный повторяющийся наконечник пипетки, подходящий для желаемого объема и количества повторяющихся дозировок. Таблица дозирования на обзорной панели наглядно показывает все возможности дозирования. Пипетка с ретранслятором CAPP R10 удобна и идеально эргономична, позволяя одной рукой выбирать объем, загружать и дозировать жидкости.

Использование повторяющейся пипетки очень удобно: легко перемещаемая кнопка дозирования в сочетании с малым весом инструмента делает длительные серии дозирования максимально удобными.

- Пипеточный дозатор CAPP R10 совместим не только со шприцами-репитерами CAPP Harmony, но и с наконечниками для повторителей многих распространенных производителей.
- Надежная и не требующая обслуживания, благодаря своей прочной конструкции, повторяющаяся пипетка CAPP R10 обладает высокой устойчивостью к широкому спектру химикатов.
- Пипетка с ретранслятором CAPP R10 обеспечивает надежную эргономику для повседневной работы в лаборатории без ущерба для максимальной точности.





Шаговый дозатор CAPP R10 объемы дозирования:

№ программы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.05mL	1µL	1.5µL	2µL	2.5µL	3µL	3.5µL	4µL	4.5µL	5µL	5.5µL
0.1mL	2µL	3µL	4µL	5µL	6µL	7µL	8µL	9µL	10µL	11µL
0.2mL	4µL	6µL	8µL	10µL	12µL	14µL	16µL	18µL	20µL	22µL
0.5mL	10µL	15µL	20µL	25µL	30µL	35µL	40µL	45µL	50µL	55µL
1mL	20µL	30µL	40µL	50µL	60µL	70µL	80µL	90µL	100µL	110µL
1.25mL	25µL	37.5µL	50µL	62.5µL	75µL	87.5µL	100µL	112.5µL	125µL	137.5µL
2.5mL	50µL	75µL	100µL	125µL	150µL	175µL	200µL	225µL	250µL	275µL
5mL	100µL	150µL	200µL	250µL	300µL	350µL	400µL	450µL	500µL	550µL
10mL	200µL	300µL	400µL	500µL	600µL	700µL	800µL	900µL	1000µL	1100µL
12.5mL	250µL	375µL	500µL	625µL	750µL	875µL	1000µL	1125µL	1250µL	1375µL
25mL	500µL	750µL	1000µL	1250µL	1500µL	1750µL	2000µL	2250µL	2500µL	2750µL
50mL	1000µL	1500µL	2000µL	2500µL	3000µL	3500µL	4000µL	4500µL	5000µL	5500µL
Шаги	48	31	22	18	14	12	10	9	8	7

Информация для заказа

Кат. №	Описание
PR-10	Механический повторитель CAPP R10
SK-PR-10	Один повторитель CAPP R10 и одна упаковка образцов шприцев CAPP Harmony (включает 5 шт. Объемных шприцев от 0,05 до 25 мл и 5 шт. стерильных)

Реранслятор (шаговый дозатор) CAPP Rhythm

Идеальная базовая рипитер-пипетка с 45 вариантами дозирования объемом от 1 мкл до 5 мл. При весе всего 105 г, многоразовая пипетка CAPPRhythm очень эргономична и позволяет выбирать объем, загружать и дозировать одной рукой. Его прочная конструкция и почти не изнашиваемые части гарантируют минимальное техническое обслуживание. Шаговый дозатор CAPPRhythm обеспечивает широкую совместимость с наконечниками для рипитеров других производителей.

CAPP Rhythm дозируемые объемы

Режим	1	2	3	4	5
Наконечники/шаги	48	23	15	11	8
0,05 ml	1 µl	2 µl	3 µl	4 µl	5 µl
0,50 ml	10 µl	20 µl	30 µl	40 µl	50 µl
1,00 ml	20 µl	40 µl	60 µl	80 µl	100 µl
1,25 ml	25 µl	50 µl	75 µl	100 µl	125 µl
2,50 ml	50 µl	100 µl	150 µl	200 µl	250 µl
5,00 ml	100 µl	200 µl	300 µl	400 µl	500 µl
12,50 ml	250 µl	500 µl	750 µl	1000 µl	1250 µl
25,00 ml	500 µl	1000 µl	1500 µl	2000 µl	2500 µl
50,00 ml	1000 µl	2000 µl	3000 µl	4000 µl	5000 µl

Информация для заказа

Кат.№	Описание
PR-50	Механический ретранслятор CAPPRhythm, 0,1-50 мл
SK-PR-50	Механический ретранслятор CAPPRhythm, 0,1-50 мл + один комплект образцов шприцев CAPP Harmony. Включает 5 шт. шприцев для больших объемов от 0,05 до 25 мл и 5 шт. стерильных шприцев объемом 2,5, 5 и 12,5 мл.



САРРHarmony Наконечники (шприцы) для ретрансляторов

Шприцы САРРHarmony совместимы с широким спектром шаговых дозаторов САРР и других производителей. Принцип действия шприцев САРРHarmony основан на принудительном вытеснении, что делает их идеальным инструментом для обеспечения очень надежных результатов при работе с жидкостями. Одноразовые поршни шприцев САРРHarmony делают их также рекомендованными для применений, связанных с вязкими жидкостями, а также для протоколов, в которых необходимо предотвращение перекрестного загрязнения, таких как пипетирование инфекционных и летучих жидкостей.

Используемые совместно с ретрансляторами САРР - САРРrhythm или САРР R10, наконечники САРРHarmony - являются оптимальным инструментом для многократного дозирования.

Шприцы САРРHarmony доступны в 12 размерах и поставляются оптом или в индивидуальной стерильной упаковке.



Информация для заказа

Кат. №	Описание
RS -00-C	Упаковка образцов наконечников для диспенсеров САРР Harmony (включает 5 шприцев объемом от 0,05 до 25 мл и 5 стерильных шприцев объемом 2,5, 5 и 12,5 мл)
RS-01-C	Шприц для ретранслятора, V-0,05 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-02-C	Шприц для ретранслятора, V-0,5 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-03-C	Шприц для ретранслятора, V-1,25 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-04-C	Шприц для ретранслятора, V-2,5 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-05-C	Шприц для ретранслятора, V-5 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-06-C	Шприц для ретранслятора, V-12,5 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-07-C	Шприц для ретранслятора, V-25 мл Сapp Harmony (уп.25 шт)
RS-08-C	Шприц для ретранслятора, V-50 мл Сapp Harmony (уп.25 шт)
RS-01S-C	Шприц для ретранслятора, V-0,05 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (100 шт)
RS-02S-C	Шприц для ретранслятора, V-0,5 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-03S-C	Шприц для ретранслятора, V-1,25 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (100 шт)
RS-04S-C	Шприц для ретранслятора, V-2,5 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-05S-C	Шприц для ретранслятора, V-5 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-06S-C	Шприц для ретранслятора, V-12,5 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (100 шт)
RS-07S-C	Шприц для ретранслятора, V-25 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.25 шт)
RS-08S-C	Шприц для ретранслятора, V-50 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.25 шт)
RS-11-C	Шприц для ретранслятора, V-0,1 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-12-C	Шприц для ретранслятора, V-0,2 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-13-C	Шприц для ретранслятора, V-1,0 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-14-C	Шприц для ретранслятора, V-10,0 мл Сapp Harmony (уп.100 шт)
RS-11S-C	Шприц для ретранслятора, V-0,1 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-12S-C	Шприц для ретранслятора, V-0,2 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-13S-C	Шприц для ретранслятора, V-1,0 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (уп.100 шт)
RS-14S-C	Шприц для ретранслятора, V-10,0 мл Сapp Harmony, стерильный в инд.упаковке (100 шт)