

CAPP Solo

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Многоканальные дозаторы CAPP Solo обеспечивают стандартную точность дозирования по доступной цене. Данные дозаторы отличаются повышенной экономичностью и обеспечивают быстрое пипетирование без ущерба для качества.

Многоканальные дозаторы CAPP Solo поставляются в 8-канальном и 12-канальном вариантах и идеально подходят для научных и диагностических лабораторий, которым требуются рабочие инструменты, способные выдерживать длительные циклы использования.

Особенности:

- Сменные цветные вставки упрощают визуальный контроль
- Удивительно лёгкий для своего класса дозатор
- Блокировка предотвращает случайное вращение при пипетировании
- Точное распределение жидкости по всем каналам обеспечивает воспроизводимость
- Высокое качество сборки обеспечивает химическую стойкость, защиту от ударов и термическую устойчивость
- Длительное сохранение калибровки даже после стерилизации в автоклаве
- Каждый дозатор совместим с наконечниками наиболее распространенных марок
- Стандартная гарантия на 2 года





Информация для заказа

Многоканальные дозаторы CAPP Solo

Кат. №	Описание	Погрешность %	Воспроизв-ть %
S10-8	CAPPSolo 8-канальный дозатор, 0.5-10 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00
S100-8	CAPPSolo 8-канальный дозатор, 10-100 мкл	2.50 / 1.30	1.20 / 0.50
S300-8	CAPPSolo 8-канальный дозатор, 30-300 мкл	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30
S10-12	CAPPSolo 12-канальный дозатор, 0.5-10 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00
S100-12	CAPPSolo 12-канальный дозатор, 10-100 мкл	2.50 / 1.30	1.20 / 0.50
S300-12	CAPPSolo 12- канальный дозатор, 30-100 мкл	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30