



Насос для пипеток CAPP Tempo

Аккумуляторный насос для пипеток (0,1 –100 мл) CAPPTempo контроллер позволяет быстро и точно дозировать необходимые объемы жидкостей при помощи стеклянных и пластиковых пипеток объемом от 0,1 до 100 мл. Благодаря уникальной запатентованной системе электронного тормоза (EBS) насос начинает наполнение пипетки на максимальной скорости, и как только вы приблизитесь к желаемому объему, система переключится на минимальную скорость всего одним щелчком кнопки, что позволит аспирировать строго необходимый объем.

Электронный дозатор CAPP Tempo наполняет серологическую пипетку объемом 25 мл за 5 секунд (на шестом уровне скорости).



Пипет-дозатор CAPPTempo оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображается скорость аспирации и дозирования, а также оставшийся заряд батареи. При низком уровне заряда дисплей будет мигать. Он автоматически выключается через 20 секунд простоя для экономии заряда батареи. Литиевая батарея, при полной загрузке обеспечивает 8 часов непрерывной работы.

Дозатор можно использовать во время зарядки.

Держатель дозатора, сопло и силиконовый зажим пипеток можно автоклавируют.

Технические характеристики

Совместимые пипетки	0.1 - 100 мл пластиковые и стеклянные
Выбор скорости аспирации	1 - 6
Выбор скорости дозирования	G - 5
EBS™ (электронный тормоз)	Максимальное снижение скорости аспирации и дозирования
Ватарея	1400 mAh / 3.7 V Li-ion
Зарядное устройство	~100V - 240V 50 / 60 Hz
Дисплей	Сегментированный LCD
Фильтр	Гидрофобный, 0.2 µm
Силиконовый зажим пипетки	Автоклавируемый при 121°C
Сопло	Автоклавируемый при 121°C
Температура хранения	От -20°C до +50°C

Дозатор CAPPTempo отличается стильным дизайном и доступен в 4 цветовых вариантах.

Информация для заказа

Кат. №	Описание
T100-B	Электронный насос для пипеток (0.1 - 100 мл) CAPPTempo Синий
T100-G	Электронный насос для пипеток (0.1 - 100 мл) CAPPTempo Зеленый
T100-R	Электронный насос для пипеток (0.1 - 100 мл) CAPPTempo Красный
T100-V	Электронный насос для пипеток (0.1 - 100 мл) CAPPTempo фиолетовый
T100-CS	Подставка для зарядки CAPPTempo

Подставка для зарядки T100-CS не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Комплект поставки:

1. Электронный насос CAPP Tempo
2. Сопло
3. Силиконовый фиксатор пипеток
4. Шприцевой фильтр
5. Зарядное устройство со штекером
6. Аккумулятор
7. Настенный держатель