



ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

ecopipette Innovation


Дозаторы ecopipette изготовлены из перерабатываемых долговечных материалов, обеспечивающих длительный срок службы, и поставляются в упаковке из перерабатываемых биоразлагаемых материалов.

Уникальные преимущества CAPP ecopipette™:

- Регулятор объема с блокировкой, позволяющий сократить количество оборотов ручки на 50%
- Дисплей, полностью видимый во время ручных операций
- Легкое нажатие кнопки для аспирации и слива
- Единственная пипетка, подходящая для работы как с фиксированным, так и с переменным объемом
- Большая кнопка для легкого сброса наконечника
- Полностью автоклавировуемый корпус пипетки (не требует разборки)
- Двойные уплотнительные кольца для оптимальной посадки наконечника
- Совместимость со всеми основными марками наконечников
- Прочная конструкция с металлическим посадочным конусом
- Минимальная вероятность поломки в результате случайного падения дозатора или при установке наконечника



Уплотнительные кольца DoubleSafe



Сменные ручки

Информация для заказа

escoripette Стартовые наборы

Кат. №	Описание
SK-03-E01	Стартовый набор CAPP escoripette: дозаторы C10-1 / C100-1 / C1000-1, стойка C-05, 3 штатива с наконечниками, 1 таймер
SK-03-E02	Стартовый набор CAPP escoripette: дозаторы C20-1 / C200-1 /
SKE-03-XX	3 дозатора на выбор, стойка, 3 штатива с наконечниками и 1 таймер



escoripette Пипетки механические с переменным объемом

Кат. №	Описание	Погрешность %	Воспроизв-ть %	Цвет
C02-1S	Дозатор CAPP, перем. объем 0.2-2 мкл – escoripette	12.00 / 2.00	6.00 / 1.00	●
C02-1	Дозатор CAPP, перемен. объем 0.2-2 мкл – escoripette (длина как C10-1)	12.00 / 2.00	6.00 / 1.00	●
C10-1	Дозатор CAPP, перем. объем 0.5 – 10 мкл – escoripette	2.50 / 1.00	1.80 / 0.50	○
C20-1	Дозатор CAPP, перем. объем 2-20 мкл – escoripette	5.00 / 1.00	1.50 / 0.30	●
C50-1	Дозатор CAPP, перем. объем 5-50 мкл – escoripette	2.00 / 1.00	1.20 / 0.30	●
C100-1	Дозатор CAPP, перем. объем 10-100 мкл – escoripette	2.50 / 0.70	1.00 / 0.20	●
C200-1	Дозатор CAPP, перем. объем 20-200 мкл – escoripette	2.50 / 0.60	0.70 / 0.20	●
C1000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 100-1000 мкл – escoripette	2.00 / 0.80	0.60 / 0.20	●
C1000-1M	Дозатор CAPP, перем. объем 100-1000 мкл с шагом 2 мкл – escoripette	2.00 / 0.80	0.60 / 0.20	●
C5000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 1-5 мл – escoripette	1.20 / 0.60	0.30 / 0.15	●
C5000-1M	Дозатор CAPP, перем. объем 0.5-5 мл с шагом 10 мкл – escoripette	1.20 / 0.60	0.30 / 0.15	●
C10000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 1-10 мл – escoripette	3.00 / 0.60	0.60 / 0.15	●

escoripette Пипетки механические с фиксированным объемом

Кат. №	Описание	Погрешность %	Воспроизв-ть %
C02-1S-001	Дозатор CAPP, фикс. объем 1 мкл – escoripette	2.50	1.80
C10-1-005	Дозатор CAPP, фикс. объем 5 мкл – escoripette	1.20	0.80
C10-1-010	Дозатор CAPP, фикс. объем 10 мкл – escoripette	1.00	0.50
C50-1-020	Дозатор CAPP, фикс. объем 20 мкл – escoripette	1.00	0.30
C50-1-025	Дозатор CAPP, фикс. объем 25 мкл – escoripette	0.80	0.35
C100-1-030	Дозатор CAPP, фикс. объем 30 мкл – escoripette	1.16	0.40
C100-1-050	Дозатор CAPP, фикс. объем 50 мкл – escoripette	1.00	0.30
C200-1-100	Дозатор CAPP, фикс. объем 100 мкл – escoripette	0.70	0.20
C200-1-200	Дозатор CAPP, фикс. объем 200 мкл – escoripette	0.60	0.20
C1000-1-500	Дозатор CAPP, фикс. объем 500 мкл – escoripette	0.80	0.15
C1000-1-1000	Дозатор CAPP, фикс. объем 1000 мкл – escoripette	0.80	0.20
C5000-1A-5000	Дозатор CAPP, фикс. объем 5000 мкл – escoripette	0.60	0.15
CXXX-1-YYY	Другие пипетки с фиксированным объемом (xxx = макс. объем пипетки; yyy = необходимый объем)		