


CAPP Aero 384

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ



Многоканальные дозаторы CAPP Aero 384 созданы для ученых, которым требуется превосходное качество, надежность, воспроизводимость, доступность, скорость и точность в одном изделии.

Многоканальные дозаторы CAPP Aero 384 с широким спектром применения, включая анализы ПЦР, кПЦР, микроматричный анализ и анализ MALDI-спектрометрии найдут применение в любой лаборатории, использующей 384-луночные микропланшеты!

Напишите нам, чтобы бесплатно получить образец многоканального дозатора CAPP Aero 384!

За последние два десятилетия производства надежных и инновационных многоканальных дозаторов компания CAPP значительно расширила свой ассортимент.

Внедрение 16-, 48- и 64-канальных дозаторов в линейку продуктов CAPP Aero 384 произвело революцию в этом сегменте рынка, радикально увеличив скорость передачи жидкости без повреждения емкости.

Недавно к семейству продуктов CAPP Aero 384 добавились 24- и 32-канальные дозаторы. При наличии двух 24-канальных устройств можно с точностью контролировать перенос жидкости по одному ряду за раз. С другой стороны, 32-канальный многоканальный дозатор CAPP Aero 384 позволяет заполнять два ряда за один прием для повышения эффективности. Для часто повторяющихся операций подходят новые многоканальные дозаторы CAPP Aero 384 с точной настройкой, обеспечивающие исключительную точность по всем каналам.

Каждый дозатор в семействе продуктов CAPP Aero 384 изготовлен из лучших материалов и имеет четко выверенную конструкцию для получения точных и надежных результатов переноса жидкости. Благодаря прочным металлическим поршневым узлам многоканальные дозаторы CAPP Aero 384 можно безопасно стерилизовать в автоклаве без необходимости разборки и постоянной калибровки.



Преимущества:

- Металлический конус и поршень высокого качества, созданные с учетом повышенной устойчивости к ежедневным лабораторным работам
- Эргономичная кнопка сбрасывания наконечника с минимальной нагрузкой на большой палец при сбросе наконечника
- Заводская калибровка каждого канала обеспечивает воспроизводимую и надежную точность объема для всех каналов
- Удобное положение в руке



Информация для заказа

Кат. №	Описание	Погрешность, %	Воспроизводств., %	Цвет
C02-16	Мультидозатор CAPP, 16 каналов, 0.2-2 мкл	4.00	2.00	●
C10-16	Мультидозатор CAPP, 16 каналов, 0.5-10 мкл	2.00	1.00	○
C50-16	Мультидозатор CAPP, 16 каналов, 5-50 мкл	1.40	0.60	●
C10-24	Мультидозатор CAPP, 24 каналов, 0.5-10 мкл	2.00	1.00	○
C50-24	Мультидозатор CAPP, 24 каналов, 5-50 мкл	1.40	0.60	●
C10-32	Мультидозатор CAPP, 32 каналов, 0.5-10 мкл	4.00	2.00	○
C10-48	Мультидозатор CAPP, 48 каналов, 0.5-10 мкл	4.00	2.00	○
C10-64	Мультидозатор CAPP, 64 каналов, 0.5-10 мкл	4.00	2.00	○

Расходные материалы для ручного пипетирования для 384-луночных планшетов. Дополнительную информацию см. на стр. 44.