

# CAPP Aero 96

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

## Легкая установка и извлечение наконечника

Необходимость сильного нажатия является основной причиной постоянных травм большого пальца от перенапряжения и вызывает дискомфорт пользователя при многоканальном пипетировании.

Уникальный механизм многоканального дозатора CAPP Aero 96 значительно снижает нагрузку на большой палец. Сброс наконечника выполняется простым нажатием на кнопку.

Благодаря двойным уплотнительным кольцам на алюминиевых посадочных конусах многоканального дозатора CAPP Aero 96 не нужно вжимать пипетку в штатив для наконечников. Теперь для идеального закрепления наконечника к конусу дозатора достаточно лишь небольшого усилия.

Многоканальные дозаторы CAPP Aero 96 — одни из самых легких и эргономичных на рынке. Они обеспечивают стабильный и надежный перенос жидкости.

## Одноканальная точность в многоканальном формате

Многоканальный дозатор CAPP Aero 96 гарантирует точность одноканальных дозаторов на всех каналах благодаря специальной конструкции поршня CAPP.

Невероятно прочный и полностью автоклавируемый корпус дозатора обеспечивает простоту обслуживания, а уникальный механизм CAPP с индивидуально заменяемыми основами для наконечников снижает стоимость возможного ремонта.

Многоканальный дозатор CAPP Aero 96 оснащен металлическими посадочными конусами из анодированного алюминия, что значительно повышает их прочность при случайном падении и установке наконечников.

Внутренние детали, изготовленные из легких металлических компонентов, и поршни из нержавеющей стали обеспечивают надежность и стабильную точность. Продуманный и эргономичный дозатор, созданный для длительного использования.



Уплотнительные кольца DoubleSafe

Сменные ручки

# Информация для заказа

## Многоканальные дозаторы CAPP Aero 96

Кат. №	Описание	Погрешность, %	Воспроизв-ть, %	Цвет
C10-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 0.5-10 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 2-20 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 5-50 мкл	3.20 / 1.40	1.60 / 0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 10-100 мкл	2.50 / 1.30	1.20 / 0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 20-200 мкл	1.80 / 1.20	0.80 / 0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 мультидозатор, 8 каналов, 30-300 мкл	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 0.5-10 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 2-20 мкл	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 5-50 мкл	3.20 / 1.40	1.60 / 0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 10-100 мкл	2.50 / 1.30	1.20 / 0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 20-200 мкл	1.80 / 1.20	0.80 / 0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 мультидозатор, 12 каналов, 30-300 мкл	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30	●



Новый резервуар для реагентов CAPPSharp.  
Дополнительную информацию см. на стр. 43.

