

CAPP *Bravo*

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

Пипетирование еще никогда не было таким удобным. При создании CAPPBravo, самого удобного на сегодняшний день механического дозатора из представленных на рынке, компания CAPP объединила эргономичный дизайн и последние инновации в области ручной обработки жидкостей.

Одноканальный дозатор CAPPBravo изготовлен из перерабатываемых материалов высочайшего качества и оснащен плунжером, требующим минимального усилия при работе, а также встроенным индикатором, обеспечивающим удобный мониторинг объема и точность регулировки.

В одноканальном дозаторе CAPPBravo все эти функции сочетаются с эргономичным всемирно известным датским дизайном. Испытайте симфонию точных измерений CAPP, и вы поймете, почему эта серия называется Bravo!

Безопасность:

- Полностью автоклавируемые
- Блокировка

Эргономика:

- Эргономичный крючок для удобной работы
- Плавное закрепление и сброс наконечника

Управление:

- Индикатор переполнения
- Легкое нажатие на плунжер и кнопку сброса

Уникальные особенности:

- Металлический посадочный конус с двойными уплотнительными кольцами для микронаконечников
- Сверхлегкая конструкция



Информация для заказа

CAPP Bravo Фиксированный объем (доступны нестандартные объемы по запросу)

Кат. №	Описание	Погрешность %	Воспроизв-ть %
B01-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 1 мкл – Bravo	2.50	1.80
B02-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 2 мкл – Bravo	2.00	1.00
B05-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 5 мкл – Bravo	1.20	0.80
B10-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 10 мкл – Bravo	1.00	0.50
B20-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 20 мкл – Bravo	1.00	0.30
B50-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 50 мкл – Bravo	1.00	0.30
B100-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 100 мкл – Bravo	0.70	0.20
B200-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 200 мкл – Bravo	0.60	0.20
B500-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 500 мкл – Bravo	0.80	0.15
B1000-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 1000 мкл – Bravo	0.80	0.20
B5000-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 5 мл – Bravo	0.60	0.15
B10000-1F	Дозатор CAPP, фикс. объем 10 мл – Bravo	0.60	0.15



CAPP Bravo Переменный объем

Кат. №	Описание	Погрешность %	Воспроизв-ть %	Цвет
B02-1	Дозатор CAPP, перем. объем 0.1-2 мкл – Bravo	12.00 / 2.00	6.00 / 1.00	●
B10-1	Дозатор CAPP, перем. объем 0.5-10 мкл – Bravo	2.50 / 1.00	1.80 / 0.50	○
B20-1	Дозатор CAPP, перем. объем 2-20 мкл – Bravo	5.00 / 1.00	1.50 / 0.30	●
B50-1	Дозатор CAPP, перем. объем 5-50 мкл – Bravo	2.00 / 1.00	1.20 / 0.30	●
B100-1	Дозатор CAPP, перем. объем 10-100 мкл – Bravo	2.50 / 0.70	1.00 / 0.20	●
B200-1	Дозатор CAPP, перем. объем 20-200 мкл – Bravo	2.50 / 0.60	0.70 / 0.20	●
B1000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 100-1000 мкл – Bravo	2.00 / 0.80	0.60 / 0.20	●
B5000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 1-5 мл – Bravo	1.20 / 0.60	0.30 / 0.15	●
B10000-1	Дозатор CAPP, перем. объем 1-10 мл – Bravo	3.00 / 0.60	0.60 / 0.15	●

Стартовые наборы CAPP Bravo

Кат. №	Описание
SK-03-B01	Стартовый набор CAPP Bravo включает дозаторы B10-1 / B100-1 / B1000-1, стойку C-05, 3 штатива с наконечниками и 1 таймер
SK-03-B02	Стартовый набор CAPP Bravo включает дозаторы B10-1 / B100-1 / B1000-1, стойку C-05, 3 штатива с наконечниками и 1 таймер
SK-03-BB	3 дозатора на выбор, стойка C-05, 3 штатива с наконечниками и 1 таймер

Подставки для дозаторов

Кат. №	Описание
C-05	Стойка для дозаторов (до 5 шт.)