

RASOTHERM®



RASOTHERM® Laboratory Glassware
Лабораторная посуда RASOTHERM®

RASOTHERM®

RASOTHERM® represents a selected range of standard laboratory glass products.

This new range of borosilicate glass 3.3 products is manufactured in several countries, and conforms to all relevant international ISO standards for Laboratory ware. These products are suitable for many routine laboratory applications. RASOTHERM® offers quality at an attractive price.

RASOTHERM® is a brand of DWK Life Sciences.

RASOTHERM представляет некоторые продукты основного ассортимента лабораторного стекла, выпускаемые в соответствии со стандартами качества производителя.

Этот новый ассортимент продукции из боросиликатного стекла 3.3 производится во всем мире в соответствии с требованиями международных стандартов ISO и подходит для широчайшего спектра лабораторных применений. RASOTHERM предлагает качество по выгодным ценам.

RASOTHERM - входит в линейку брендов DWK Life Sciences.

Bottles *Бутылки*



RASOTHERM®

Laboratory Bottles GL 45

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 4796-1
- With graduation, PP screw cap, pouring ring
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals

RASOTHERM®

Лабораторные бутылки GL 45

- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 4796-1
- С градуировкой, ПП крышкой и сливным кольцом
- Устойчивость к нагреванию, изменению температуры и химическому воздействию

Capacity ml Объем, мл	Outside Ø mm Внешн. Ø, мм	Height mm Высота, мм	PU шт/упак	Order No. Артикул №
100	56	100	10	95206001
250	70	138	10	95206002
500	86	176	10	95206003
1000	101	225	10	95206004
2000	136	260	10	95206005
5000	181	330	1	95206006
10000	227	410	1	95206007

Beakers *Стаканы*



RASOTHERM®

Beaker, low form

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 3819
- With graduation and spout
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals

RASOTHERM®

Стакан, низкая форма

- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 3819
- С градуировкой и носиком
- Устойчивость к нагреванию, изменению температуры и химическому воздействию

Capacity ml Объем, мл	Outside Ø mm Внешн. Ø, мм	Height mm Высота, мм	PU шт/упак	Order No. Артикул №
5	22	30	10	93206001
10	26	35	10	93206002
25	34	50	10	93206003
50	42	60	10	93206004
100	50	70	10	93206005
150	60	80	10	93206006
250	70	95	10	93206007
400	80	110	10	93206008
600	90	125	10	93206009
800	100	135	10	93206014
1000	105	145	10	93206010
2000	130	185	10	93206011
3000	150	210	1	93206012
5000	170	270	1	93206013



RASOTHERM®

Beaker, tall form

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 3819
- With graduation and spout
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals.

RASOTHERM®

Стакан, высокая форма

- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 3819
- С градуировкой и носиком
- Устойчивость к нагреванию, изменению температуры и химическому воздействию

Capacity ml Объем, мл	Outside Ø mm Внешн. Ø, мм	Height mm Высота, мм	PU шт/упак	Order No. Артикул №
25*	30	55	10	93306001
50	38	70	10	93306002
100	48	80	10	93306003
150	54	95	10	93306004
250	60	120	10	93306005
400	70	130	10	93306006
600	80	150	10	93306007
800	90	175	10	93306008
1000	95	180	10	93306009
2000	120	240	10	93306010
3000	135	280	1	93306011

*not included in ISO *не включен в стандарт ISO

Erlenmeyer Flasks Колбы Эрленмейера



RASOTHERM®

Erlenmeyer flasks, narrow neck

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 1773
- With graduation
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals


RASOTHERM®

Колбы Эрленмейера, узкое горло

- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 1773
- С градуировкой
- Устойчивость к нагреванию, изменению температуры и химическому воздействию

Capacity ml Объем, мл	Neck Ø mm Горло Ø, мм	Outside Ø mm Колба Ø, мм	Height mm Высота, мм	PU шт/упак	Order No. Артикул №
25	22	42	75	10	94206001
50	22	51	90	10	94206002
100	22	64	105	10	94206003
200*	34	79	135	10	94206004
250	34	85	145	10	94206005
300*	34	87	160	10	94206006
500	34	105	180	10	94206007
1000	42	131	220	10	94206008
2000	50	166	280	10	94206009
3000	50	187	310	1	94206010
5000	50	220	365	1	94206011

* not included in ISO *не включен в стандарт ISO



RASOTHERM®

Erlenmeyer flasks, wide neck

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 24450
- With graduation
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals

RASOTHERM®

Колбы Эрленмейера, широкое горло

- Боросиликатное стекло 3.3
- ISO 24450
- С градуировкой
- Устойчивость к нагреванию, изменению температуры и химическому воздействию

Capacity ml Объем, мл	Neck Ø mm Горло Ø, мм	Flask Ø mm Колба Ø, мм	Height mm Высота, мм	PU шт/упак	Order No. Артикул №
25*	31	41	69	10	94306001
50	35	51	85	10	94306002
100	35	64	105	10	94306003
200*	50	79	131	10	94306004
250	50	85	140	10	94306005
300*	50	87	156	10	94306006
500	50	105	175	10	94306007
1000	50	131	220	10	94306008
2000	69	166	280	10	94306009
3000	69	187	310	1	94306010

* not included in ISO *не включен в стандарт ISO

RASOTHERM®

Scherf-Präzision Europa

компания DWK Life Sciences

Herpfer Str. 31 | 98617 Майнинген, Германия | Тел. + 49 3693 81 36 10 | Факс+ 49 3693 81 36 33 | sales.meiningen@dwk-lifesciences.com

Официальный представитель в России:

NIKOLAB

115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, 26с28 | Тел.: +7 (495) 675-07-05, +7 (495) 675-26-67 | E-mail: info@nikolab.ru | Internet: www.nikolab.ru

Specifications are subject to change without notice.
For contents as well as correctness of the article
description and illustration no guarantee is taken over.

Возможны технические изменения.
За содержание, неточности в описании
и иллюстрации компания ответственности не несёт.