



Дозаторы PETTE fix , PETTE vario, PETTE multi



Ассортимент пипет-дозаторов IKA включает в себя 24 модели:

десять одноканальных пипеток фиксированного объема (5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 мкл)
восемь пипеток переменного объема (0,1-2 / 0,5-10 / 2-20 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 мкл) (0,5-5 / 1-10 мл)
и шесть многоканальных пипеток с 8 или 12 каналами (1–10 мкл / 10–100 мкл / 20–200 мкл)
для точного дозирования в микротитровальные планшеты или планшеты с глубокими лунками.

- Пипетки серии IKA PETTE отличаются функциональностью и минималистичным дизайном, состоят всего из нескольких отдельных деталей, за которыми легко следить. Это сочетание обеспечивает особую прочность пипеток, обеспечивающих надежное дозирование изо дня в день и очень простую очистку.
- Цветовая кодировка, устойчивость к ударам, УФ-излучению и химическим веществам.
- Пипетки PETTE fix, vario и multi полностью автоклавируются, что обеспечивает легкую стерилизацию.
- В комплект каждой пипетки входят три сменные ручки разных размеров и материалов под разный размер рук операторов. Дозаторы могут легко использовать как правши, так и левши. Минимальное трение и усилие пружины обеспечивают эргономичное и легкое дозирование. Многофункциональная кнопка позволяет регулировать объем одной рукой. Кроме того, наконечник пипетки можно сбросить в любом положении руки, при этом регулировка объема надежно фиксируется.
- Все пипетки серии IKA PETTE калибруются с помощью роботов в соответствии со строгими стандартами контроля качества, что обеспечивает длительный срок службы после покупки. В случаях, когда необходимо выявлять любые отклонения на ранней стадии и корректировать калибровку пипетки, чтобы свести к минимуму влияние погрешностей измерения - для калибровки пипеток (IPCS) можно использовать Программное обеспечение IKA. Также можно создавать инвентарные списки пипеток для учета всех пипеток в нескольких лабораториях. Стандарт испытаний DIN EN ISO 8655 содержит важные требования к самокалибровке. Кроме того, IKA предлагает привлекательные калибровочные пакеты для всех моделей серии IKA PETTE, а также для пипеток других производителей (по запросу), которые соответствуют требованиям аккредитованных лабораторий GMP, GLP и GCLP, а также лабораторий, аккредитованных DAkkS.

Объем	IDENT-NO.	Максимальный объем наконечника	Объем	IDENT-NO.	Максимальный объем наконечника
5 µl	0020011219	10 µl	0.1 – 2 µl	0020011210	10 µl
10 µl	0020011220	10 µl	0.5 – 10 µl	0020011211	10 µl
20 µl	0020011221	200 µl	2 – 20 µl	0020011213	200 µl
25 µl	0020011222	200 µl	10 – 100 µl	0020011214	200 µl
50 µl	0020011223	200 µl	20 – 200 µl	0020011215	200 µl
100 µl	0020011224	200 µl	100 – 1000 µl	0020011216	1000 µl
200 µl	0020011225	200 µl	0.5 – 5 ml	0020011217	5 ml
250 µl	0020011226	1000 µl	1 – 10 ml	0020011218	10 ml
500 µl	0020011227	1000 µl			
1000 µl	0020011228	1000 µl			
8 x 0.5 – 10µl	0020017943	10 µl	12 x 0.5 – 10 µl	0020017946	10 µl
8 x 10 – 100 µl	0020017944	200 µl	12 x 10 – 100 µl	0020017947	200 µl
8 x 20 – 200 µl	0020017945	200 µl	12 x 20 – 200 µl	0020017948	200 µl