



## Вортексы ISOLAB

### Вортекс-миксер базовый 622.02.001

Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом до 50 мл за 3 секунд при движении с орбитой 5.5 мм при фиксированной скорости 3000 об/мин. Уникальная система уравнивания создает максимальную силу вращения, с низким уровнем шума и вибрации. Благодаря небольшому основанию и предельно компактной конструкции может использоваться в ограниченных пространствах ПЦР боксов.



622.02.001

### Вортекс-миксер базовый 622.01.001

Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание с плавным регулированием скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин в пробирках объемом 50 мл за 3 секунды.

Уникальная система уравнивания, литое алюминиевое основание и силиконовые ножки снижают вибрации, предотвращая смещения во время работы.

Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распределенное смешивание.

Благодаря небольшому основанию и предельно компактной конструкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и анаэробных и аэробных камерах.



622.01.001

### Вортекс-миксер с таймером 622.03.001

Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание с плавным регулированием скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин в пробирках объемом 50 мл за 5 секунды.. Время работы может быть настроено от 1 секунды до 100 минут. Два светодиодных дисплея обеспечивают легкую настройку и считывание значений скорости и времени. Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл за 5 секунд при орбитальном движении диаметром 6 мм. Другие технические характеристики такие же, как у модели 622.01.001.



622.03.001

### Информация для заказа

622.02.001 Вортекс орбитальный 3000 об/мин, d орбиты-5,5 мм.

622.01.001 Вортекс орбитальный 2500 об/мин, d орбиты-4 мм.

622.03.001 Вортекс орбитальный 3000 об/мин, d орбиты-5 мм

### Технические характеристики

| Модель                      | 622.02.001 | 622.01.001  | 622.03.001   |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|
| Скорость вращения, об./мин. | 3000       | 0 - 2500    | 0 - 3000     |
| Диаметр орбиты, мм          | 5,5        | 4           | 5            |
| Дисплей                     | нет        | нет         | светодиодный |
| Мощность, Вт                | 12         | 60          | 20           |
| Габариты, мм                | 100x78     | 127x130x160 | 110x145x160  |
| Масса, кг                   | 0,55       | 3           | 3            |