

Обширный ассортимент высокочистых ферментов, которые широко используются в аналитических, диагностических и исследовательских целях в различных отраслях промышленности.

включая:

аналитические ферменты, гликобиологические, углевод-активные ферменты, для исследований продуктов питания, кормов, злаков, пивоварения, вина и биотоплива.

Полисахариды

для различных исследований, биохимических ферментных анализов, снижения содержания сахара и аналитических приложений.

Олигосахариды

растворимые, функционально определенные по химическому составу для специфического анализа экзо-и эндо-гликозилгидролаз. Подходят для использования с автоматическими анализаторами.

Ферментативные хромогенные субстраты

(растворимые, нерастворимые, ферментные планшетные тесты, таблетированные).

ООО “Лаборфарма”
г. Алматы,
8 м-н д.4-а оф.107
+7 (727) 258-37-88
+7 (705) 210-10-92
6252672@altey.kz
www.labtorg.kz



NEOGEN® | Megazyme

Компания ООО “Лаборфарма” предлагает продукцию MEGAZYME / NEOGEN - ирландского производителя биохимических реагентов и ферментов высокой чистоты для виноделия, пиво- и солодоварения, зерновой и молочной промышленности, биотехнологий, производства биотоплива и кормов.

Линейка продукции MEGAZYME NEOGEN включает:

- Ферменты;
- Углеводы;
- Ферментативные хромогенные субстраты;
- Буферные растворы;
- Аналитические стандарты;
- **Анализатор MegaQuant;**
- Наборы для анализа поли-моно/ дисахаридов, крахмала;
- пищевых волокон, спиртов, ферментативной активности, соединений серы и азота;
- Кофакторы, красители и химикаты для биохимических ферментных анализов, исследований и аналитических приложений



Химический анализатор MegaQuant

Настольный спектрофотометр с сенсорным экраном, встроенным принтером и отсеком для термостатирования 12 пробирок.

Предназначен для лабораторий и винодельческих предприятий

Режимы анализа:

- Фактор;
- Регрессия;
- Стандарт
- Поглощение;
- Двухточечный;
- Кубический сплайн.

все режимы кинетические
пакетные и по-отдельности

Бихроматическое и
монохроматическое чтение.
Вывод данных на встроенный
принтер или на ПК (с ПО).
Поддержка USB-мыши.

Программное обеспечение
позволяет измерять до 4
показателей поглощения на
образец для проведения
последовательных реакций.

Пользовательские и
встроенные протоколы
для тест-наборов (120)
представляют собой
пошаговые инструкции,
автоматизированные
расчеты, включая
разведение
пробы



Предустановленные протоколы (наборы)



α-Амилаза (K-AMYLSD)
β-Амилаза (K-BETA3)
Аммиак (K-AMIAK)
Арабинан (K-ARAB)
Аспартам (K-ASPTM)
L-Арабит (K-MANOL)
L-Арабиноза (K-ARGA)
L-аргинин/мочевина/аммиак (K-LARGE)
Аскорбиновая кислота (K-ASCO)
Ацетальдегид (K-ACHYD)
Винная кислота (K-TART)
D-3-гидроксимасляная кислота (K-HDBA)
Глицерин (K-GCROLG/K-GCROL)
L-глутаминовая кислота (K-GLUT)
D-Глюкоза (K-GLUHK/K-GLUC)
Солодовая β-глюканаза (K-MBG4)
D-глюконат/D-глюконо-δ-лактон (K-GATE)
α-Глюкуронидаза (K-AGLUA)
D-глюкуроновая/D-галактуриновая кислота (K-URONIC)
D-глюкозамин (K-GAMINE)
Доступные углеводы/пищевые волокна (K-ACHDF)
D-Изолимонная кислота (K-ISOC)
Ксилит (K-SORB)
Ксиланаза (K-XylX6)
D-ксилоза (K-XYLOSE)
Лактулоза (K-LACTUL)
Лимит-декстриназа (K-PullG6)

Лимонная кислота (K-CITR)
Лихеназа (K-MBG4)
D-манноза/D-фруктоза/
D-глюкоза (K-MANGL)
D-маннитол (K-MANOL)
Мио-инозитол (K-INOSL)
D-молочная кислота (K-DATE)
D-/L-Молочная кислота (K-DLATE)
L-молочная кислота (K-LATE)
Мочевина/Аммиак (K-URAMR) (SEQ)
Муравьиная кислота (K-FORM)
Общий крахмал ГК (K-TSHK)
Общий сульфит (K-SULPH/K-T
SULPH/K-ETSULPH)
Первичный аминокислотный азот (K-PANOPA)
Пировиноградная кислота (K-PYRUV)
Пуллуланаза (K-PullG6)
L-Рамноза (K-RHAMNOSE)
Свободный сульфит (K-SULPH)
D-Сорбит (K-SORB)
Трегалоза (K-TREN)
Уксусная кислота (K-ACET/K-ACETRM)
D-фруктоза/D-глюкоза (K-FRUGL)
L-Фукоза (K-FUCOSE)
Целлюлаза (K-CellG3/K-CellG5)
Этанол (K-ETOH)
D-яблочная кислота (K-DMAL)
L-яблочная кислота (K-LMAL)
Янтарная кислота (K-SUCC)