



Лабораторные печи SNOL 200/200 LSN11

Экономичная низкотемпературная печь SNOL 200/200 предназначена для термической обработки различных материалов и деталей до 200°C. в среде с потоком воздуха. Принудительная конвекция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры в течение всего процесса, что обеспечивает оптимальные результаты. Хорошие технические параметры гарантируют получение высококачественных результатов.

Эту печь можно использовать в научных лабораториях, учебных заведениях, медицине и промышленности для сушки, нагрева, термических испытаний, старения различных материалов.

- Камера из мягкой стали (SNOL 200/200 LSP11) или нержавеющей стали (SNOL 200/200 LSN11)
- Внешний корпус металлический лист, окрашенный порошковой краской серого цвета
- Изоляция из минеральной ваты (полное отсутствие асбеста)
- Управляемый клапан для воздухообмена в камере
- Принудительная горизонтальная циркуляция воздуха
- Вентиляционный двигатель с задней стороны
- Герметичные двери. Внутренняя сторона двери - из нержавеющей стали, силиконовое соединение
- 2 полки в стандартной комплектации
- Панель управления расположена с правой стороны
- Микропроцессор - регулятор температуры
- Непрограммируемый контроллер Omron E5CC
- Хорошая устойчивость и равномерность
- Высокая степень точности
- Низкое энергопотребление
- Полки, 3 шт. (кроме SNOL 20/300)
- Короткий период нагрева/охлаждения
- Гарантия 1 год

Опционально доступны:

- Дополнительные стандартные полки
- Усиленные полки
- Металлический поддон
- Цифровой таймер только для отложенного старта
- Зуммер
- Регистратор данных (только для SNOL 200/200 LSN11)
- Защита от перегрева
- Передача данных/USB
- Калибровка системы измерения температуры
- Внешняя часть духовки из нержавеющей стали
- Подставка для поддержки духовки
- Дополнительная гарантия 1 год



Модель	SNOL 200/200 LSP11	SNOL 200/200 LSN11
Материал камеры	сталь	н/ж сталь
Полезный объем, л	200	200
Размер камеры, мм	710 x 610 x 460	710 x 610 x 460
Номинальная мощность не более, кВт	2	2
Электропитание, В	230	230
Непрерывная рабочая температура, °C / стабильность	T+10-200 / 1 °C	T+10-200 / 1 °C
Равномерность температуры, °C	10	10
Максимальное время нагрева (без зарядки), мин.	45	45
Полки (количество)/макс.	2/5	2/5
Габариты, мм / Масса, кг	1040 x780 x 775 / (78)	1040 x780 x 775 / (78)



Лабораторные печи SNOL 20/300 LSN11 / SNOL 20/300 LSN11ST / SNOL 20/300 LLN

Предназначены для термической обработки (до 300°C : сушки, нагрева, термических испытаний, старения) различных материалов, в среде с воздушным потоком. Принудительная конвекция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры в процессе. Хорошие технические параметры гарантируют высокое качество результатов.

Эта печь также доступна в экономичной версии LSN41 (без зуммера и регулятора скорости воздушного потока). Печь может использоваться в научных лабораториях, учебных заведениях, медицине и промышленности.

- Камера из нержавеющей стали (304)
- Изоляция из каменной ваты (полное отсутствие асбеста)
- Принудительная горизонтальная циркуляция воздуха
- Управляемый клапан для воздухообмена в камере
- Вентиляционный двигатель с задней стороны
- Регулятор скорости вращения вентилятора
- Герметичные двери. Внутренняя сторона двери - из нержавеющей стали, силиконовый шов
- 2 полки из н/ж стали в стандартной комплектации
- Панель управления расположена снизу (SNOL 20/300 LSN11) или сверху (SNOL 20/300 NNL)
- Микропроцессор - регулятор температуры
- Зуммер
- Защита от перегрева
- Высокая степень точности
- Низкое энергопотребление
- Короткий период нагрева/охлаждения
- Гарантия 1 год

Опционально доступны для SNOL 20/300 LSN11:

Дополнительные стандартные полки
Усиленные полки
Металлический поддон
Цифровой таймер (только для отложенного старта)
Передача данных/USB
Калибровка системы измерения температуры
Внешняя часть духовки из нержавеющей стали
Подставка для поддержки духовки
Окно наблюдения за процессом



SNOL 20/300 LSN11



SNOL 20/300 LLN

Опционально доступны для SNOL 20/300 NNL:

Программируемый контроллер
Дополнительные стандартные полки
Усиленные полки
Металлический поддон
Цифровой таймер (только для отложенного старта)
Передача данных/USB
Калибровка системы измерения температуры
Внешняя часть духовки из нержавеющей стали
Подставка для поддержки духовки

Модель	SNOL 20/300 LSN11	SNOL 20/300 LSN11	SNOL 20/300 LLN
Внешний корпус	Окрашенная сталь	Текстурированная н/ж сталь	Окрашенная сталь
Материал камеры	н/ж сталь	н/ж сталь	н/ж сталь
Полезный объем, л	20	20	20
Размер камеры, мм	240 x 326 x 343	240 x 326 x 343	240 x 280 x 345
Номинальная мощность не более, кВт	1	1	1
Электропитание, В	230	230	230
Непрерывная рабочая температура, °C / стабильность	T+10-300 / 0,3 °C	T+10-300 / 0,3 °C	T+10-300 / 1 °C
Равномерность температуры, °C	2	2	-
Максимальное время нагрева (без зарядки), мин.	52	52	34
Полки (количество)/макс.	2/5	2/5	2/5
Габариты, мм	458 x 676 x 635	458 x 676 x 635	470 x 655 x 670
Масса, кг	36	36	38