



## Весоизмерительная техника

ТОО «Лаборфарма» является официальным дилером японской приборостроительной корпорации Shimadzu.

Линейка весоизмерительной техники Shimadzu включает в себя технические, прецизионные, аналитические весы, микровесы, двух диапазонные весы, аналитические весы специального (I) класса точности, гравиметрические анализаторы влажности. Доступные аксессуары: принтеры, приспособления для взвешивания жидкостей и измерения плотности.

## Портативные переносные лабораторные весы ELB

**Зарегистрированы в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК под № KZ.02.01.00557-2020.**

Серия портативных весов ELB представлена 9 моделями с грузоподъемностью от 120 г. до 12 кг.



ELB-120, ELB-200, ELB-300

### Характеристики серии ELB:

- Высокая чувствительность и стабильность
- Быстрый отклик
- Различные режимы применения
- Измерение удельного веса
- Цифровой контроль стабильности
- Двусторонний источник питания (от переменного тока или от батареи). Работа от сухих батарей делает его легко переносимым без ущерба для точности. Для работы от сети необходим дополнительный адаптер.



ELB-600, ELB-600S, ELB-1200, ELB-2000, ELB-3000, ELB-12K с принтером

### Технические характеристики:

Модели	ELB-120	ELB-200	ELB-300	ELB-600	ELB-600S	ELB-1200	ELB-2000	ELB-3000	ELB-12K
НПВ	120 г	200 г	300 г	600 г	600 г	1200 г	2000 г	3200 г	12 кг
Цена деления	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,05 г	0,1 г	0,1 г	0,1 г	0,1 г	1,0 г.
Размер платформы, мм	110			170 x 130					

### Доступные аксессуары:

- Принтер EP 100 (PN: 321-80019-01)
- Принтер EP 110 (PN: 321-80019-02)
- Бумага для матричного принтера EP100/EP110 (30 рулонов) (PN: 321-62685-02)
- Картридж ленточный к принтерам EP100/EP110 (уп.5 кассет) (PN: 321-61111-06)
- Защитный чехол, 1 шт. (PN: 321-41617-01)
- Крючок для взвешивания под весами (кроме модели EBL-12K) (PN: 321-34532-03)
- Набор для гравиметрических исследований SMK-201 (доступен только для моделей с прямоугольной платформой)\*
- Кабель RS-232C Interface IFB-102 (PN: 321-41167-10)