



Счетчик колоний Stuart SC6PLUS

Полуавтоматический сенсорный аппарат для подсчета колоний (0-999) в чашках Петри Ø до 90 мм с переключаемым черным фоном. Модель SC6PLUS /IQOQ поставляется в комплекте с IQ/OQ документацией.

Яркая светодиодная подсветка обеспечивает оптимальный просмотр без бликов. Переключаемый черный фон предназначен для улучшения просмотра полупрозрачных и трудноразличимых колоний.

Прикосновение фломастером к чашке Петри сопровождается увеличением количества отмеченных колоний фиксируемых на на цифровом дисплее и звуковым сигналом, который можно активировать или отключить.

Силу нажатия фломастером, необходимую для срабатывания регистрации счета, можно регулировать в соответствии с потребностями каждого пользователя.

Средство усреднения счета вычисляет среднее значение по нескольким чашкам.



Результаты подсчета, а также полезную статистику, включая SD, можно отправить непосредственно на опционально доступный принтер или на компьютер с помощью прилагаемого USB-кабеля.

- Чувствительный к давлению подсчет;
- Функция среднего подсчета;
- Ярко-белое энергосберегающее светодиодное освещение;
- Антимикробная защита BioCote;
- Звуковое подтверждение подсчета;
- Выбор светлого или темного фона;
- Подключение к принтеру или компьютеру

Технические характеристики

Освещение	Белая светодиодная матрица
Цифровой дисплей	3-значный светодиод
Считать	от 0 до 999
Размеры (ШхГхВ)	310 x 300 x 140 мм
Нетто	1,5 кг
Электроснабжение	от 90 до 240 В, 50/60 Гц, 70 Вт

Информация для заказа

Счетчик колоний поставляется с двумя координатными сетками Вольфхюгеля и адаптерами для центрирования диаметром от 50 до 90 мм.

В качестве дополнительных аксессуаров доступны различные лупы и принтер.

Модель	Описание
SC6Plus	Счетчик колоний, полуавтоматический
SC6Plus/ IQOQ	Счетчик колоний, полуавтоматический с комплектом документации IQ/OQ
SC6/ 1	1,7-кратная лупа
SC6/ 1/ 3	3-кратная лупа
SC6/ 2	Сегментная сетка Вольфхюгеля и сегментационные диски (упаковка из 10 шт.)
SC6/ 3	Адаптер для центрирования чашек Петри (упаковка из 2 шт.)
SC6/4	Прозрачные защитные диски (5 шт.)
SC6/5	Запасная приемная чашка
SMP30/1	Принтер для счетчика колоний SC6Plus