



ТОО "Лаборфарма" эксклюзивный дилер американской компании "TopAir" в Казахстане

Полипропиленовый ПЦР бокс с УФ облучением PCR-UV

Полипропиленовые ПЦР боксы TopAir **PCR-UV** отличаются эргономичным дизайном и обеспечивают полную защиту от загрязнения.

ПЦР боксы PCR-UV изготавливаются из высококачественного полипропилена и отличаются высоким уровнем химической стойкости. Соответствуют федеральному стандарту США 209E/CE/ISO 1-144641.

- Светодиодное освещение мощностью 800 люкс;
- УФ-лампа без озона, УФ-излучение 254 нм, 17Вт;
- Безрамный подъемный экран из закаленного стекла;
- Интеллектуальный механизм безопасности предотвращает воздействие ультрафиолета;
- 5-дюймовый цветной сенсорный экран управления;



Технические характеристики:

Модель	PCR-060-UV	PCR-090-UV	PCR-120-UV
Внешние габариты без подставки, мм	600 x 640 x 750	900 x 640 x 750	1200 x 640 x 750
Внутренние размеры камеры, мм	580 x 450 x 550	880 x 450 x 550	1180 x 450 x 550
Максимальный подъем экрана, мм	500	500	500
Дополнительная подставка (опционально)	STAND PCR-060-ST	Stand PCR-090-ST	STAND PCR-120-ST

Бокс ПЦР полипропиленовый PCR-HEPA

Полипропиленовые ПЦР-боксы TopAir **PCR-HEPA** предлагают качественную систему фильтрации, которая обеспечивает полную защиту от загрязнения. Они отличаются эргономичным дизайном и материалами премиум-класса, в том числе ультрасовременным вентилятором с двигателем, обеспечивающим длительный срок службы и низкий уровень шума.

Боксы PCR-HEPA изготавливаются из высококачественного полипропилена и отличаются высоким уровнем химической стойкости.

- Безрамный подъемный экран из закаленного стекла;
- Разнообразие HEPA и угольных фильтров;
- Удобная 5-дюймовая панель управления освещением, УФ-излучением и УФ-таймером (30 мин);
- Высокоэффективный бесшумный ЕС-вентилятор;
- Скорость воздуха: 0,3 м/с, 60 футов в минуту;
- Светодиодное свечение мощностью 800 люкс;
- УФ-лампа без озона, УФ-излучение 254 нм, 17Вт;
- Интеллектуальный механизм безопасности предотвращает воздействие ультрафиолета;
- Дополнительная подставка (опционально);
- Уровень чистоты ISO 6/CLASS 1000 в соответствии с ISO 14644-1 и Федеральным стандартом США 209E, сертификация CE.



Технические характеристики:

Модель	PCR-060-HEPA	PCR-090-HEPA	PCR-120-HEPA
Внешние габариты без подставки, мм	600 x 640 x 900	900 x 640 x 900	1200 x 640 x 900
Внутренние размеры камеры, мм	585 x 450 x 590	885 x 450 x 590	1185 x 450 x 590
Максимальный подъем экрана, мм	450	450	450
Скорость движения воздуха	0,3 м/с / 60 FPM	0,3 м/с / 60 FPM	0,3 м/с / 60 FPM
Фильтр	H14, HEPA	H14, HEPA	H14, HEPA
Шум (проверено на расстоянии 20 см от рабочего стола, 1,2 над землей)	<56 дБ	<56 дБ	<56 дБ
Дополнительная подставка (опционально)	STAND PCR-060-ST	Stand PCR-090-ST	STAND PCR-120-ST