



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ЛАБОРФАРМА**



ТОО "Лаборфарма" эксклюзивный дилер американской компании "TopAir" в Казахстане

**Бокс для микробиологической защиты TopAir Класса II A2 предназначен для защиты сотрудников лабораторий, окружающей среды и рабочих процессов, требующих особой осторожности, в которых применяются биологические вещества.**

Спецификация / модель	ВО-090-PP	ВО-120-PP	ВО-150-PP	ВО-180-PP
Внешние размеры	915 x 800 x 1500 мм	1220 x 800 x 1500 мм	1525 x 800 x 1500 мм	1830 x 800 x 1500 мм
Ш x Д x В	36 x 31,5 x 59"	48 x 31,5 x 59"	60 x 31,5 x 59"	72 x 31,5 x 59"
Рабочее пространство	835 x 600 x 640 мм	1135 x 600 x 640 мм	1440 x 600 x 640 мм	1715 x 600 x 640 мм
(Ш x Д x В)	32,8 x 23,6 x 25,2"	44,7 x 23,6 x 25,2"	57 x 23,6 x 25,2"	67,5 x 23,6 x 25,2"

#### Особенности серии:

- Высокоэффективный бесшумный ЕС-вентилятор, 2 встроенных ответвителя и 2 электрические розетки
- Умная система управления с цветным сенсорным экраном 9"
- Сигнализация об обслуживании и технических неисправностях
- Экран управления таймерами и счетчиками
- Бактерицидная водонепроницаемая УФ-система и механизм блокировки
- Переднее трехслойное безопасное стекло толщиной 6 мм с электрической системой движения
- Схема воздушного потока: циркуляция 70%, выхлоп 30%
- Водонепроницаемый светодиодный светильник 800 Лк.
- Регулируемая подставка, подлокотник
- Уровень чистоты ISO 5 / CLASS 100 в соответствии с ISO 14644-1 и Федеральным стандартом США 209E
- Ламинарные боксы серии ВО-120-PP имеют знак подтверждения CE и соответствуют EN 12469.

Приобретая у нас оборудование компании TopAir Systems мы запускаем Программу Лояльности. Поэтому при составлении алгоритма работы программы мы стараемся ориентироваться на потребности партнеров и рынка. Каждый покупатель может стать полноправным участником и получать бонусные баллы и скидки в приобретение аксессуаров к продукции TopAir Systems на дозаторы Capp, микроцентрифугу и др.

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ №2: г. Алматы, 8 микрорайон д.4-а оф.107, тел. (727) 2583788

По вопросам оборудования TopAir Systems ответит  
**менеджер лабораторного оборудования Назерке Нурабай**

E-mail: [2227851@altey.kz](mailto:2227851@altey.kz)

E-mail: [altey@altey.kz](mailto:altey@altey.kz)

