



4 позиционная магнитная мешалка с подогревом AM4

Температура нагрева до 310 °С. Скорость 100 до 1500 об/мин. Перемешиваемый объем до 4x15 литров (H₂O). Аналоговая. AM 4 - идеальная многопозиционная мешалка с подогревом для базовых задач и различных рутинных задач в промышленных и ресурсосберегающих лабораториях.

- Мощный бесщёточный двигатель с технологией компенсации крутящего момента SpeedServo™, которая обеспечивает постоянную скорость даже при изменении вязкости среды.
- Внутренние электронные компоненты защищены изолирующими дисками, которые в сочетании с прочным литым алюминиевым корпусом позволяют магнитной мешалке AM 4 выдерживать даже самые суровые лабораторные условия и условия применения.
- Четыре независимых платформы обеспечивают мощное перемешивание и превосходный нагрев для основных применений.
- Рабочие поверхности диаметром 135 мм из алюминиевого сплава обеспечивают отличную однородность температуры и оптимальную теплопередачу.
- Четыре светящихся индикатора информируют оператора о включении нагрева. Пиктограммы продолжают гореть, когда температура плиты превышает 50 °С, даже если прибор выключен.
- 3-летняя гарантия (требуется онлайн-регистрация продукта).
- Габариты: 715 x 90 x 270 мм; Масса: 5,8 кг;
- Входная мощность: 2550 Вт.

Магнитная мешалка с подогревом AM4 Digital

Температура нагрева до 310 °С. Скорость 50 ... 1500 об/мин. Перемешиваемый объем до 4x20 литров (H₂O). Цифровая мешалка с четырьмя независимыми платформами Ø135 мм с механически и химически стойким керамическим покрытием CerAlTop™, обеспечивающая точную терморегуляцию среды, высокую безопасность и максимальную надежность. AM4 Digital- идеальное решение для чувствительных к температуре лабораторных приложений, где требуется точная и аккуратная терморегуляция образца для обеспечения максимальной воспроизводимости.

- AM 4 Digital может быть подключена к внешним зондам Pt100 и Pt1000 или к VTF для точного контроля температуры среды. С температурным зондом (Pt100 и Pt1000) AREX 5 Digital может контролировать нагрев до 310°C с точностью ± 1,0°C;
- С зондом VTF - до 300°C с точностью ± 0,5°C.
- Благодаря четырем ярким и легко читаемым цифровым дисплеям температура и скорость перемешивания постоянно контролируются, и могут быть независимо установлены с высочайшей точностью отдельно для каждой из 4 платформ.
- Мощный бесщёточный двигатель с технологией компенсации крутящего момента SpeedServo™ обеспечивает постоянную скорость даже при изменении вязкости среды.
- Четыре светящихся индикатора информируют оператора о включении нагрева. Пиктограммы продолжают гореть, когда температура плиты превышает 50 °С, даже если прибор выключен.
- 3-летняя гарантия (требуется онлайн-регистрация продукта).
- Габариты: 715 x 90 x 270 мм; Масса: 5,8кг;
- Входная мощность: 2550 Вт.

A00000458 Датчик температуры Pt1000 AISI 316 Ti Ø3 мм

A00000349 Датчик т-ры со стеклянным покрытием Pt100 Ø5 мм



**F20500590
AM4**



**F20500600
AM4 Digital**



**SA20500600
AM4 Digital + Pt100 + stand**



**F20500600 AM4 Digital
+ F208B0063 VTF**

Во все комплектации входит перемешивающий якорь 8x40 мм.

Доступные аксессуары:

Перемешивающие якоря, штативы, алюминиевые термоблоки (чаши) Hemispheric Bowl для установки круглодонных колб объемом от 50 мл до 1 л.

