



Магнитная мешалка с подогревом ARE 5

Аналоговая магнитная мешалка для основных лабораторных задач нагрева и перемешивания.

Верхняя пластина из алюминиевого сплава диаметром 135 мм обеспечивает высокую однородность температуры и оптимальную теплопередачу по всей поверхности.

Два светящихся индикатора информируют оператора о включении нагрева. Кроме того, значок остается включенным, когда температура пластины превышает 50 °С, даже если магнитная мешалка выключена.

Внутренние электронные компоненты защищены изолирующим диском, который вместе с прочным литым алюминиевым корпусом позволяет ARE 5 выдерживать даже самые требовательные лабораторные условия и приложения, например, при работе с холодными средами (ниже 0 °С).

Мощный бесщёточный двигатель ARE 5 оснащён технологией компенсации крутящего момента SpeedServo™ и обеспечивает постоянную скорость даже при изменении вязкости среды.

Мешалка с подогревом ARE 5 имеет сертификат IP42 и на нее распространяется 3-летняя гарантия (требуется онлайн-регистрация продукта).

Габариты: 160x270x85 мм; Масса: 1,7 кг;

Входная мощность 630 Вт.



**F20500560
ARE 5**

Температура нагрева до 310°C.

Скорость 100 до 1500 об/мин.

Перемешиваемый объем до 15
литров (H₂O).

Аналоговая.