



## MULTI-HS 6/15 Digital Многопозиционная магнитная мешалка с подогревом

100-1000 об/мин (шаг 5 об/мин). Автореверс. Нагрев 0 - 120°C (шаг 1°C). Таймер 1 мин -99 ч:59 мин (шаг 1 мин). Размер платформы 432 x 223 мм.

Безопасная и компактная цифровая многопозиционная магнитная мешалка с подогревом на 6 и 15 позиций.

Чрезвычайно мощные бесщеточные моторы обеспечивают практически неограниченную продолжительность работы.

Эффективность перемешивания при любой заданной скорости. Скорость всегда постоянна даже при изменении вязкости благодаря функции SpeedServo™ компенсирующей крутящий момент.

Автореверс улучшает кинетику, изменяя направление перемешивания. Также можно установить изменение направления через задаваемый интервал времени от 5 с до 99 мин: 59 с (шаг 1 с).

Верхняя пластина VЕLP CerAlTop™ изготовлена из алюминиевого сплава, что гарантирует однородность температуры с оптимальным распределением тепла и высокой удельной мощностью благодаря круглой конфигурации. Тонкий слой керамики защищает пластину от царапин и химических веществ, а также обеспечивает высокую устойчивость к тепловым нагрузкам и термоударам.

Когда температура пластины достигает 50 °С, на дисплее отображается сообщение о «горячей поверхности пластины», что предотвращает возможный ожог.

Функция блокировки панели позволяет избежать возможного изменения условий работы или непреднамеренного изменения настроек, для соответствия всем стандартам безопасности.

Светодиодный дисплей легко читается, а благодаря интуитивно понятным значкам оператор всегда имеет четкое представление о рабочих условиях:

- Активация нагрева
- Заданная температура
- Активация таймера
- Автореверс
- Блокировка

Две точные поворотные ручки контролируют настройку температуры и скорости, а для запуска нагрева теперь необходимо нажать на ручку для обеспечения полной безопасности.

При одновременном нажатии обеих ручек можно получить доступ к расширенному меню чтобы подобрать наиболее подходящую конфигурацию всех режимов работы.

Для экономии времени оператора Центральная кнопка позволяет установить таймер и включить режим автоматической работы.

Таймер возможно выставить в диапазоне от 1 минуты до 99 часов а в расширенном меню его можно настроить следующим образом:

- SNAP: обратный отсчет таймера начинается, как только включается одна из основных функций (температура/скорость).
- SetP: обратный отсчет таймера начинается при достижении установленной температуры.



MULTI-HS 6 Digital



MULTI-HS 15 Digital

Технические характеристики	MULTI-HS 6 Digital	MULTI-HS 15 Digital
Кат. №	F20500530	F20500531
Перемешиваемый объем (h2o)	6 колб по 400 мл	15 колб по 250
Расстояние между позициями	100 мм	74 мм
Потребляемая мощность	620 Вт – 2,7 А	620 Вт – 5,4 А
Габаритные размеры / Вес	240 x 65 x 550 мм / 4,7 кг	240 x 65 x 550 мм / 4,8 кг