



## Охлаждаемые инкубаторы VELP серии FOC connect

T от 3 до 50°C. Модели объемом 120 и 200 л.

- Экологичная система охлаждения с равномерным распределением температуры.
- Рабочий диапазон от +3 до +50 °C.
- Однородность и стабильность температуры  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ .
- Интуитивно понятный цифровой интерфейс.
- Быстрая и простая калибровка.
- Низкие эксплуатационные расходы
- **Расположенные внутри камеры электрические розетки** для подключения магнитных мешалок из комплектов для определения БПК и других устройств.
- **Внутренняя стеклянная дверь** (модели FOC 120I FOC 200I).
- **Встроенная подсветка** (Модель FOC 200IL с дополнительной стеклянной дверью оснащена 2 полками со встроенной подсветкой идеально подходит для выращивания бактериальных культур и ферментации осадков. Также инкубатор FOC200IL может применяться для проращивания семян, разведения растений, насекомых и мелких животных и для проведения экспериментов, требующих поддержания постоянной температуры и освещения).

### ПО TEMPSoft™ совместно с FOC Connect позволяет:

- контролировать до 10 устройств, входящих в систему FOC Connect;
- программировать температурные рампы и устанавливать минимальное и максимальное пороговое значение температуры для срабатывания сигнализации.
- осуществлять экспорт данных в нескольких форматах;
- сохранять данные испытаний в соответствии с требованиями GLP.
- Осуществлять постоянный мониторинг (в случае подключения к VELP Hermes).



FOC120E



FOC200IL

FOC Connect позволяет получать дистанционные уведомления и оповещения в режиме реального времени. Функция удаленного прерывания позволяет осуществлять полный контроль над процессом инкубации, обеспечивая максимальную безопасность. FOC Connect поставляется с протоколом связи MODBUS. Облачная платформа VELP Hermes и позволяет постоянно обновлять программное обеспечение и получать немедленную специальную помощь без привлечения специализированного технического персонала.

### Технические данные

Модель	FOC120E connect	FOC120I connect	FOC200E connect	FOC200I connect	FOC200IL connect
Диапазон температур, °C	+3...+50 ( $\pm 0,5^\circ\text{C}$ )			+3...+50 ( $\pm 0,5^\circ\text{C}$ )	
Объем камеры	109	109	169	169	169
Размер камеры, мм	460x340x440 /760			460 x 330 x 740/1070	
Количество полок	2	2	3	3	3 (2 LED)
Количество розеток	2	2	2	2	2
Габариты, мм	540 x550x912			540x550x1263	
Масса, кг	36	36	46,3	46,3	50
Потребляемая мощность, кВт	0,12	0,12	0,4	0,4	0,4
Внутренняя дверь	-	+	-	+	+
Подсветка	-	-	-	-	2 x 30000Лк
Терморегулирование	автотюннинг				
Дисплей	3-разрядный, разрешение 0,1 °C				
Интерфейс	Wi-Fi, 2 порта RS485				
Емкость	3 BOD 6 или 2 BOD 10	3 BOD 6 или 2 BOD 10	4 BOD 6 или 2 BOD 10	4 BOD 6 или 2 BOD 10	4 BOD 6 или 1 BOD 10