



## Шейкер-ротатор Rotax 6.8 VELP

Предназначен для экологических и производственных лабораторий для оценки растворимости загрязняющих веществ в воде из шлама; оценки отложений и твердых отходов очистными сооружениями.

- Соответствует стандартам UNI 10802 и DIN 38414;
- Электронная регулировка скорости до 30 об/мин.;
- ЖК-дисплей скорости;
- Вращение останавливается автоматически, при блокировке; Вмещает 6 бутылок по 2 л или 8 бутылок по 1 л (с адаптером);
- Стальной корпус с эпоксидным покрытием. Высокая стойкость к химической и механической коррозии.



Rotax 6.8

### Технические характеристики

- Контроль скорости вращения - от 0 до 30 об/мин с разрешением 1 об./мин.
- Вместимость - 6 бутылок емкостью 2 л. или 8 бутылок емкостью 1 л. (с адаптером);
- Максимальная высота бутылок - Бутыль 1 л: 270 мм, Бутыль 2 л: 280 мм;
- Минимальная высота бутылок - Бутыль 1 л: 200 мм, Бутыль 2 л: 220 мм;
- Потребляемая мощность – 9 Вт;
- Габариты - 665x520x470 мм;
- Масса – 30 кг.



A00001023

### Информация для заказа:

- F10600118 Шейкер-ротатор Rotax 6.8 VELP
- A00001023 Аксессуар для хранения 8 бутылок, 1л для Rotax 6.8;
- A00001024 Стеклоанная бутылка с круглой стеклянной крышкой, 2л.
- A00001021 Полиэтиленовая бутылка, 2л;
- A00001022 Полиэтиленовая бутылка, 1л.



A00001024



A00001022