



GV30 Автоматический волюметрический титратор Карла Фишера

Диапазон определения содержания: 0,001%-100%

Для различных растворителей и образцов точные результаты обнаружения могут быть получены без изменения чувствительности электрода обнаружения и потенциала конечной точки обнаружения.

Функция обнаружения в реальном времени обрыва цепи и короткого замыкания электрода.



Технические параметры титратора GV30

Диапазон измерения	0,001%-100%
Разрешение измерения	1г (точность титрования 0,001 мл, 1 мг/мл реагента Карла Фишера)
Повторяемость измерения	≥ 99,7% (для 10 мг воды)
Максимально возможная погрешность	± 0,3%
*Настройка задержки	настраиваемая задержка титрование, настраиваемая задержка оценки
*Задержка конечной точки	настраиваемые параметры задержки
Время измерения	в среднем 2-3 минуты
Дисплей	7-дюймовый цветной ЖК-экран
Емкость хранения данных	Устройство хранит 2000 записи
Бюретка	20 мл, высокоточная, устойчивая к ультрафиолету
Режим титрования	положительное титрование
*Метод титрования	настраивается с 5 методами обнаружения
*Скорость титрования	Система может быть настроена вручную и автоматически скорректирована на основе фактических условий
Функция компенсации сопротивления жидкости	Для различных растворителей и образцов могут быть получены точные результаты обнаружения без изменения чувствительности электрода обнаружения и потенциала обнаружения конечной точки.
Материал клапана и трубопровода	Трехнаправленный двухходовой электромагнитный приводной регулирующий клапан
Внешний электрод	Двойной платиновый игольчатый электрод
*Интерфейс данных	Wi-Fi Transmission (опционально).
Функция расчета	содержание влаги, статистический расчет, автоматическое усреднение пустых значений и значений калибровки
Анализ записей	титратор может хранить не менее 2000 наборов результатов анализа. *Данные могут быть переданы беспроводным образом через Wi-Fi (опционально).
	*Оснащено системой нагрева для решения проблемы того, что некоторые образцы трудно растворить (опционально).
Температура и влажность окружающей среды	+5-40 °C; ≤ 80%
Источник питания	220 В/50 Гц