



Аппарат для растворения таблеток GZ612

12- позиционный интеллектуальный аппарат для растворения с управлением доступом пользователей. Аппарат для определения растворимости таблеток GZ612 - это прибор, используемый для разработки метода определения растворимости таблеток с пролонгированным высвобождением для контроля качества лекарственных препаратов.

- Чаши для растворения с покрытием, автоматическое позиционирование центра.
- Хранение не менее 300 экспериментальных методов,
- Хранение не менее 300 предустановленных учетных записей и паролей, управление градацией полномочий.
- Программное обеспечение имеет функции управления полномочиями и отслеживания аудита. Возможность назначения не менее 3 уровней полномочий; параметры каждого уровня полномочий могут быть настроены заказчиком в соответствии с его собственной оценкой рисков.
- Конструкция сегментного вращающегося вала, переключение метода растворения без ручной регулировки высоты смесительного компонента.
- Автоматическое синхронное дозирование, автоматическое дозирующее устройство можно разобрать и очистить.
- Процесс растворения автоматически формирует электронный отчет об эксперименте, поддерживает экспорт в формат PDF и функцию резервного копирования.
- Пробоотборная игла автоматически поднимается, опускается и позиционируется, опуская иглу с головкой предварительного фильтра в указанное положение в указанный момент времени.



Технические характеристики

Название продукта	GZ612 Аппарат растворения таблеток
Амплитуда перемешивания (лопатки для перемешивания)	≤0,3 мм
Амплитуда перемешивания (вращающаяся корзина)	≤0,5 мм
Коаксиальная степень	≤ ± 1,0 мм
Диапазон регулировки скорости	10 – 280 об / мин
Разрешение скорости вращения	0,01 об / мин
Ошибка скорости вращения	≤ ± 0,30 об / мин
Диапазон регулировки температуры	Комнатная температура ... + 50 °C.
Разрешение температуры	0,01 ° C.
Ошибка контроля температуры	≤ ± 0,20 ° C.
Количество стаканов для растворения	12
Электропитание	220В, 240 В, 110 В.
Индивидуальная поддержка	Индивидуальные (OEM, ODM)

Комплект поставки включает: Аппарат для растворения таблеток; 12 стаканов для растворения (1000 мл); 12 перемешивающих лопаток; 12 сеток для растворения (ячейка 40 меш); Система мониторинга температуры водяной бани (1 набор); Система мониторинга температуры стакана (12 комплектов); Программный модуль функции целостности данных.