



Группа компаний «Алтей» / ТОО «Лаборфарма» ~ комплексное
оснащение аналитических лабораторий и медицинских учреждений

ZHUO GUANG
— 上海卓光仪器 —

www.labtorg.kz www.altey.kz labtorg.altey@yandex.ru 8(727)258-35-85, 258-37-88

Ручной поляриметр ZG-WXG-4 с визуальным наведением и ручным методом измерения



Диапазон измерений	-180 ° до +180 °
Длина волны	589,3 (натриевая лампа)
Минимальное значение считывания	0,05 °
Значение шкалы	менее 1 градуса
Точность	± 0,05 °
Увеличительная сила	больше 4х
Чувствительность	0,05 °
Размер поляриметра	200 × 100 × 240 (мм)