



Группа компаний «Алтей» / ТОО «Лаборфарма» ~ комплексное
оснащение аналитических лабораторий и медицинских учреждений

ZHUO GUANG
— 上海卓光仪器 —

www.labtorg.kz www.altey.kz labtorg.altey@yandex.ru 8(727)258-35-85, 258-37-88

Рефрактометр Аббе ZG-WYA2S

Рефрактометр ZG-WYA2S для определения общего белка, автоматический прибор для определения по шкале Брикса. Измерение показателя преломления n_D , средней дисперсии ($n_F - n_C$) жидкостей или твердых веществ и массовой доли (Brix) сухих веществ в растворе сахара.

Используя визуальное наведение и цифровое считывание, можно вносить температурную коррекцию при измерении Brix.

Цифровой рефрактометр Аббе ZG-WYA2S имеет стандартный интерфейс печати и может напрямую распечатывать данные.

Применение: для обнаружения и анализа в сахарной, фармацевтической, нефтяной, пищевой, химической промышленности, а также в научно-исследовательских и учебных заведениях.



Технические характеристики рефрактометра Аббе ZG-WYA2S

Длина волны	589,3 нм
Диапазон измерений	показатель преломления и 1,3000-1,7000
Диапазон измерений	Brix 0-100%
Минимальное значение деления концентрации сахара	0.1
Разрешение измерения (ND)	0.0001
Точность	показатель преломления $n_D \pm 0,0003$
Точность	Брикс $\pm 0,1\%$
Диапазон дисплея температуры (минимальное показание 0,1°C)	0-50 °C (минимальное показание 0,1°C)
Масса	10 кг
Размеры	330 мм x 180 мм x 380 мм

Комплект поставки:

1. Цифровой рефрактометр Аббе - 1 шт
2. Шнур электропитания
3. Стандартный блок образцов
4. Шестигранный ключ (отвертка)
5. Бромистый нафталин
6. Руководство пользователя